Akralab, S.L. Pol. Industrial las Atalavas Avda. de la Antigua Peseta - 77 Buzón 20212 - C.P: 03114 - Alicante www.akralab.es


Tlf: 902 22 22 75 Fax: 902 15 41 65 atencion.clientes@akralab.es

IDENTIFICACIÓN DE VARIANTES SARS-CoV-2

Los kits PhoenixDx® SARS-CoV-2 Mutant Screen son un conjunto de test de RT-qPCR que permiten la discriminación in vitro de las variantes mutantes del SARS-CoV-2 respecto a su

variante silvestre. Para ello se utilizan sondas específicas de secuencia que permiten la detección de ambas variantes de forma activa. Entre las mutaciones disponible actualmente se encuentran:

- 1. PhoenixDx® SARS-CoV-2 Mutant Screen [N501Y]
- 2. PhoenixDx® SARS-CoV-2 Mutant Screen [K417N]
- 3. PhoenixDx® SARS-CoV-2 Mutant Screen [del HV69/70]
- 4. PhoenixDx® SARS-CoV-2 Mutant Screen [E484K]
- 5. PhoenixDx® SARS-CoV-2 Mutant Screen [D614G]
- 6. PhoenixDx® SARS-CoV-2 Mutant Screen [N439K]
- 7. PhoenixDx® SARS-CoV-2 Mutant Screen [P681H]
- 8. PhoenixDx® SARS-CoV-2 Mutant Screen [V1176F]



En cada kit se detecta **de forma activa** la mutación a estudio y la variante silvestre para la misma posición genómica. Utilizando diversas combinaciones de estos kits se puede llevar a cabo la identificación de las variantes en función de las mutaciones que contenga:

¿Variante mutante?	¿Qué variante es?			Resultado
N501Y	del HV69/70	E484K	K417N	Nombre común
positivo	positivo	negativo	negativo	Variante UK Original
positivo	positivo	positivo	negativo	Nueva Variante UK
positivo	negativo	positivo	negativo	Variante Brasileña
positivo	negativo	positivo	positivo	Variante Sudafricana

Compatible con termocicladores que dispongan de los canales FAM y HEX/VIC. La tecnología Multiplex permite la detección del polimorfismo en un solo pocillo, permitiendo la **optimización** de la placa de reacción.



