

Analizador hemoglobina glicosilada POCT Quo-Test



Equipo formato POCT para medición de HbA1c de forma rápida, precisa y segura, gracias a la metodología de afinidad al boronato. Resultados en 4 minutos con muestra de sangre total capilar o venosa.

El analizador de hemoglobina glicosilada Quo-Test es un equipo POCT que permite una medición de HbA1c fácil y confiable.

Únicamente requiere 4 μ L de sangre total capilar o venosa que se recogen con un innovador colector de sangre que permite un muestreo sencillo y consistente. En 4 min obtendrá los resultados del análisis gracias a la metodología de afinidad al boronato no afectado por variantes de la hemoglobina.

Incluye lector de código de barras para el escaneo de los datos de calibración, ID del paciente y del operador.

Puede almacenar hasta 7000 resultados.

Uso sencillo en sólo 3 pasos

[caption id="attachment_12694" align="alignnone" width="300"]



Paso 1: Recoja la muestra de sangre[/caption]



[caption id="" align="alignnone" width="300"]

Paso2: Inserte la muestra en el cartucho[/caption]

[caption id="attachment_12692" align="alignnone" width="300"]



Paso 3: Analice los resultados en 4

minutos[/caption]

Especificaciones Técnicas

Principio	afinidad al boronato
Muestra	sangre total capilar o venosa
Volumen muestra	4 µL
Velocidad de prueba/ Tiempo de lectura	4 minutos

Intervalo de medición	4 – 15% A1c DCCT
Precisión	CV≤3% a 7% A1c
Conectividad	puerto USB
Peso	1.3 kg
Dimensiones	205*205*135 mm (L/An/Al)
Compatibilidad	LIS, HIS
Certificado	CE

[embed]<https://youtu.be/8hBL1r-GCa4>[/embed]

SKU: 3121-0011_VS

Categories: Hemoglobina y Hematocrito, POCT