

Test Cálculos Renales



Kit para la determinación manual cualitativo del contenido mineral de los cálculos

urinarios.

Determina por cambio de color: cistina, fosfato, magnesio, calcio, amonio, ácido úrico y oxalato.

Presentación : 100 test

Kit para la determinación manual cualitativo del contenido mineral de los cálculos urinarios.

Determina por cambio de color: cistina, fosfato, magnesio, calcio, amonio, ácido úrico y oxalato.

Presentación : 100 test

MATERIAL INCLUIDO

vial R1: Ácido clorhídrico (HCl 1,65 M) Irritación ocular 2: H319, Irritación cutánea 2 H315, STOT SE3: H335 P280 P271, P403+233, P501.

vial R2: Hidróxido de sodio (NaOH 6,25 M) Met. Corr. 1: H290, Skin Corr. 1A: H314, P260, P280.

vial R3: 1er Reactivo para la determinación de cistina (NaOH, cianuro de sodio) Tox. aguda 2, 3, 4: H310, H331, H302, Aquatic Chronic 2: H411, Met Corr. 1: H290, Corr. cutánea 1A: H314 P280, P271, P403+233, P501.

vial R4: 2nd reactivo para la determinación de cistina (nitroprusiato de sodio).

vial R5: Reactivo para la determinación de fosfatos (Ácido sulfúrico, molibdato de amonio, sulfato férrico) Irritación ocular 2 : H319, Irritación cutánea 2 : H315, P280.

vial R6: Reactivo para la determinación del magnesio (NaOH, paranitrofenilazoresorcinol).

vial R7: Reactivo para la determinación del calcio (KOH, calceína) Irritación ocular 2 : H319, Irritación cutánea 2 : H315, P280.

vial R8: Reactivo para la determinación del amoníaco (yoduro de potasio, yoduro mercuríco).

vial R9: Reactivo para la determinación del ácido úrico (Ácido acético, neocuproína, sulfato de cobre).

vial R10: Reactivo para la determinación de oxalato (dióxido de manganeso) Tox. aguda 4 : H302-H332, P271, P501.

ESPÁTULA: Sólo para uso con el reactivo R10. Almacenar y limpiar el polvo después de su uso.

MATERIAL NECESARIO PERO NO SUMINISTRADO

1. Microscopio estereoscópico de baja potencia.
2. Mortero de porcelana limpio.
3. Asa de siembra metálica.
4. Balanza de mg (pesaje del polvo de cálculo).
5. Pipeta para dispensar 1 gota (50µL) de reactivos y mezcla M1, M2.
6. Tubos, o placa de vidrio/cerámica con fondo blanco.
7. REF 95315: Juego de análisis de piedras controles positivos y negativos.

SKU: 92315

Categories: Orina y Enfermedad Renal, Test Rápidos