

 Código GMDN 14303	FICHA TECNICA	408001	Fecha: 03/02/10
		Revisión 7	Página 1 de 2

**Códigos: 408001, 408001OBT, 408001O/T, 408001.O, 408001.1,
408001-86**

Frasco cilíndrico 2l con asa

Página catálogo 2007: 143

Código	Color frasco	tapón	presentación	Bolsa unit.	estéril	Ø boca interna mm	Cantidad caja	Peso caja	Vol. caja
408001	natural	Blanco con junta	Sin roscar	No	No	65	34	7,00	0,140
408001.O	natural	Blanco con junta	Roscado	Sí	R*	65	34	7,00	0,140
408001-86	natural	Negro + obturador	Sin roscar	No	No	86	33	7,00	0,140
408001OBT	natural	Negro + obturador	Sin roscar	No	No	66,5	33	7,00	0,140
408001O/T	natural	Negro + obturador	Roscado	No	No	66,5	33	7,00	0,140
408001.1	natural	Blanco con junta	Roscado	Sí	No	65	34	7,00	0,140

*Radiación

Producto Sanitario. IVDD 98 / 79 / CE

FINALIDAD DE USO

Uso hospitalario y en consultas externas, como recipiente de contención, recogida de fluidos biológico humano (orina), control volumétrico de la muestra en consultas externas, recogida de orina durante las 24 horas en pacientes hospitalizados y posterior análisis in Vitro de la misma.

DESCRIPCIÓN

Frascos cilíndricos de 2 litros fabricados en polietileno de alta densidad. Cuerpo de color natural translúcido. Tapón a rosca en polietileno de alta densidad.

Dimensiones:

Diámetro interno de la boca, cód. **408001, 408001.O, 408001.1**: 65 mm

Diámetro interno de la boca, cód. **408001OBT, 408001O/T**: 66,5 mm

Diámetro interno de la boca, cód. **408001-86**: 86 mm

Base: 108 mm

Altura sin tapón: 286,5 mm

Altura con tapón: 287 mm

Capacidad total: 2.050ml

Realizado	Verificado	Aprobado
		

	FICHA TECNICA	408001	Fecha: 03/02/10
		Código GMDN 14303	Revisión 7

El cuerpo está graduado en relieve cada 50 ml hasta 2.000 ml. Estas graduaciones son muy precisas, menos de 5 ml de desviación, aunque no se trata de instrumentos de precisión calibrados. Marca **Eurotubo** de molde en el lateral del frasco. Incorpora un asa que hace posible el transporte de varios frascos a la vez.

Dos versiones de tapón:

Los códigos **408001**, **408001.O** y **408001.1** poseen un tapón a rosca blanco estriado con junta de polexan inerte de calidad farmacéutica; esta junta garantiza **estanqueidad total, de forma que ahorra el uso de un obturador**.

Los códigos **408001OBT**, **408001O/T**, y **408001-86** presentan un tapón negro estriado y un obturador color natural.

Los frascos se suministran con tapones en bolsita aparte, a excepción de los embolsados unitariamente que se suministran tapados.



Realizado	Verificado	Aprobado
		