

CAPILAR CON HEPARINA

39,11€ I.V.A. no incluido



Los capilares heparinizados para micro-hematocritos permiten medir el hematocrito en sangre capilar sin riesgo de coagulación. Fabricados en vidrio calibrado, ofrecen alta capilaridad, rotura limpia y compatibilidad con centrifugadoras estándar, garantizando resultados precisos en análisis hematológicos rutinarios. Dimensiones: 75x1,55 mm.

Presentación: Caja de 10x100ud

Los capilares heparinizados para micro-hematocritos están diseñados para la determinación precisa del hematocrito en muestras de sangre capilar, evitando la coagulación inmediata gracias a su recubrimiento interno con heparina. Fabricados en vidrio capilar de alta calidad, garantizan diámetro uniforme, excelente capilaridad y rotura limpia, lo que facilita la carga rápida de la muestra y asegura una lectura exacta tras la centrifugación.

Su compatibilidad con centrífugas de micro-hematocrito estándar y su calibración homogénea los convierten en una herramienta fiable para laboratorios clínicos, centros de diagnóstico, servicios de urgencias y entornos de análisis hematológico donde se requiere rapidez, precisión y estabilidad en la medición del volumen celular.

Características técnicas principales

- **Vidrio capilar calibrado** que garantiza uniformidad y precisión en la lectura del hematocrito.
- **Recubrimiento interno de heparina** para evitar la coagulación inmediata de la sangre capilar.
- **Alta capilaridad** que facilita la carga rápida y homogénea de la muestra.
- **Compatibilidad universal.** Aptos para centrifugadoras de micro-hematocrito estándar.
- **Rotura limpia y controlada** que permite sellado y lectura sin artefactos.

- **Dimensiones:** 75x1,55 mm.

¿Para qué sirven los capilares heparinizados para micro-hematocritos?

Se utilizan para medir el hematocrito en sangre capilar, evitando la coagulación inmediata gracias a su recubrimiento de heparina.

¿Por qué elegir capilares heparinizados en lugar de no heparinizados?

Porque permiten trabajar con sangre capilar recién obtenida, evitando la necesidad de anticoagulantes externos.

¿Son compatibles con cualquier centrífuga de micro-hematocrito?

Sí, están diseñados para funcionar con centrífugas estándar utilizadas en laboratorios clínicos.

¿La heparina afecta la lectura del hematocrito?

No. El recubrimiento está calibrado para no interferir en la medición del volumen celular.

¿Akralab realiza envíos a toda España?

Sí. Akralab realiza envíos rápidos a laboratorios de toda España, incluyendo Alicante, Valencia, Madrid, Barcelona, Galicia, Andalucía, Baleares y Canarias.

Para más información o para recibir asesoramiento técnico sobre el modelo más adecuado para tu laboratorio, [contacta con nuestro equipo](#) y te ayudamos a seleccionar la opción óptima.

SKU: 347623161364

Categories: Contenedores y Conjuntos de recogida, Preamalítica