

CAPILAR SIN HEPARINA

33,01€ I.V.A. no incluido

INFORMACIÓN ADICIONAL

Unidades 70 mm (10X100 ud), 75 mm (10X100 ud)



Los capilares no heparinizados para micro-hematocritos están diseñados para la medición precisa del hematocrito en muestras que ya contienen anticoagulante. Fabricados en vidrio calibrado, ofrecen alta capilaridad, rotura limpia y compatibilidad con centrifugadoras estándar, garantizando resultados fiables en análisis hematológicos rutinarios. Dimensiones: 75x1,55 mm. Color Azul.

Presentación: Caja de 10x100 ud.

SKU: 347623160264

Categorías: [Contenedores y Conjuntos de recogida](#), [Preanalítica](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los capilares no heparinizados para micro-hematocritos están diseñados para la determinación precisa del hematocrito en muestras de sangre que ya contienen anticoagulante. Fabricados en vidrio capilar calibrado, garantizan diámetro uniforme, alta capilaridad y rotura limpia, lo que facilita la

carga homogénea de la muestra y asegura una lectura exacta tras la centrifugación. Son compatibles con centrífugas de micro-hematocrito estándar y se emplean en laboratorios clínicos, centros de diagnóstico y entornos de análisis hematológico que requieren resultados consistentes, reproducibles y fiables.

Características técnicas principales

- **Vidrio capilar calibrado** que garantiza uniformidad y precisión en la lectura.
- **Alta capilaridad** para facilitar la carga rápida y homogénea de la muestra.
- **Compatibilidad universal.** Aptos para centrifugadoras de micro-hematocrito estándar.
- **Rotura limpia y controlada** que permite sellado y lectura sin artefactos.
- **Uso con muestras anticoaguladas** que los hace ideales para tubos con EDTA u otros anticoagulantes.

Para qué sirven los capilares no heparinizados para micro-hematocritos?

Se utilizan para medir el hematocrito en muestras de sangre que ya contienen anticoagulante, como EDTA.

¿En qué se diferencian de los capilares heparinizados?

Los no heparinizados se emplean cuando la muestra ya está anticoagulada; no contienen heparina en su interior.

¿Son compatibles con cualquier centrífuga de micro-hematocrito?

Sí, están diseñados para funcionar con centrífugas estándar utilizadas en laboratorios clínicos.

¿El vidrio calibrado mejora la precisión?

Sí. Asegura uniformidad, carga homogénea y lectura exacta tras la centrifugación.

¿Akralab realiza envíos a toda España?

Sí. Akralab realiza envíos rápidos a laboratorios de toda España, incluyendo Alicante, Madrid, Barcelona, Galicia, Andalucía, Baleares y Canarias.

Para más información o para recibir asesoramiento técnico sobre el modelo más adecuado para tu laboratorio, [contacta con nuestro equipo](#) y te ayudamos a seleccionar la opción óptima.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Unidades

70 mm (10X100 ud), 75 mm (10X100 ud)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF

PRESENTACIÓN

Presentación:

Volumen: