

CONJUNTO RECOGIDA ORINA CON 2 TUBOS 16X100 CÓNICOS, 1 CON COMPRIMIDO ESTABILIZADOR Y TAPÓN AZUL, Y 1 CON TAPÓN AMARILLO.

57,90€ I.V.A. no incluido



Sistema de Recogida de Orina (SRO) de un sólo uso, compuesto por: un vaso de polipropileno de 100 ml., dos tubos de poliestireno cristalino transparente de 16 mm. de diámetro, 100 mm. de longitud y 10 ml. de capacidad nominal y fondo cónico, uno con comprimido estabilizador y tapón azul, y otro con tapón a presión de polietileno amarillo.

Presentación: Caja de 200 ud.

SKU: SRO-1-42 (453225SRO142)

Categorías: [Contenedores y Conjuntos de recogida](#), [Preanalítica](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sistema de Recogida de Orina (SRO), para el transporte y la conservación de muestras de orina, compuesto por: un vaso de polipropileno de 100 ml., dos tubos de poliestireno cristalino transparente de 16 mm. de diámetro, 100 mm. de longitud y 10 ml. de capacidad nominal, y fondo redondo, uno con comprimido estabilizante de 150 mg. y tapón de polietileno de color azul y otro con tapón de polietileno de color



amarillo,
ambos ensamblados a presión. Bolsa unitaria.

- Para un solo uso

Producido en sala blanca ISO 7.

Características

- Material:
 - Vaso: Polipropileno
 - Tubos: Poliestireno cristalino transparente
 - Tapones: Polietileno de baja densidad
 - Comprimido estabilizante (150 mg.): 65% ácido bórico, 35% formiato sódico
- Dimensiones:
 - Vaso: 100 ml. (Diámetro: 55 mm. / Longitud: 70 mm.)
 - Tubos: 10 ml. (Diámetro: 16 mm. / Longitud: 100 mm.)
 - Diámetro de los tapones: 16 mm.
- Conservación: Temperatura ambiente.

Presentación: Caja con 200 kits (vaso + tubo ensamblado con comprimido + tubo + tapón, en bolsa unitaria con instrucciones de uso y precauciones del comprimido impresas).

Conjunto recogida orina con 2 Tubos 16x100 cónicos, 1 con comprimido estabilizador y tapón azul, y 1 con tapón amarillo.

<https://www.akralab.es/producto/conjunto-recogida-orina-con-2-tubos-16x100-conicos-1-con-comprimido-estabilizador-y-tapon-azul-y-1-con-tapon-amarillo-esteril-a/>