

## HISTOFIX® CONSERVANTE PARA HISTOLOGÍA EN VOLUMEN FORMOL (ROSA)

63,00€ - 81,80€ I.V.A. no incluido



### INFORMACIÓN ADICIONAL

**Unidades** 10 ml (45 ud), 30 ml (45 ud)

Solución de Formaldehído al 3,7-4,0 % indicada para uso como fijador conservante en anatomía patológica, color rosa para una mejor visualización de pequeñas muestras.

**SKU:** 27462.0905

**Categorías:** [Anatomía Patológica](#), [Reactivos](#)

### VARIACIONES

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Unidades
--------	-----	--------	--------------	----------------	-------------	----------

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Unidades
	257462.0962	81,80€ I.V.A. no incluido				30 ml (45 ud)
	257462.0905	63,00€ I.V.A. no incluido				10 ml (45 ud)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Solución de Formaldehído al 3,7-4,0 % indicada para uso como fijador conservante en anatomía patológica. En color rosa para una mejor visualización de pequeñas muestras.

Se presenta en frascos de polipropileno de diferentes volúmenes con formaldehído dosificado para su rápida y cómoda utilización, que evitará cualquier engorrosa preparación preliminar.

La solución es neutra, tamponada con Fosfato Sódico a pH 7 y estabilizada con Metanol, evitando cualquier posible fenómeno de oxidación y favoreciendo así una mayor conservación de la muestra a

procesar.

La perfecta hermeticidad del frasco proporciona una alta estabilidad a la muestra. Su base estriada facilita su manipulación con guantes evitando que el frasco resbale accidentalmente.

Cumple con los requisitos del marcado CE prescrito para los productos.

Principales Ventajas:

Comodidad: Frasco transparente con Histofix® Conservante listo para su uso. Etiqueta con toda la información necesaria sobre el producto.

Seguridad: No necesita manipulación, desaparecen los problemas asociados a la toxicidad del producto. Se evita cualquier derrame gracias al excelente diseño hermético de los frascos contenedores.

Calidad: La alta calidad y estabilidad de nuestro Formaldehído le permitirá conseguir una fijación efectiva y reproducible.

Variedad en los formatos: Disponible en 13 diferentes presentaciones, que permiten al usuario escoger la más adecuada para sus muestras.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**Unidades** 10 ml (45 ud), 30 ml (45 ud)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF

## PRESENTACIÓN

Presentación:

Volumen: