

## HISTOFIX® CONSERVANTE PARA HISTOLOGÍA EN VOLUMEN FORMOL

54,40€ - 105,40€ Rango de precios: desde 54,40€ hasta 105,40€ I.V.A. no incluido



### INFORMACIÓN ADICIONAL

#### Unidades

1,5 L (4 ud), 10 ml (45 ud),  
 125 ml (16 ud), 20 ml (44  
 ud), 200 ml (12 ud), 3 L, 30  
 ml (45 ud), 3L (4 ud), 40 ml  
 (45 ud), 600 ml (10 ud), 75  
 ml (24 ud)

Solución de Formaldehído al 3,7-4,0 % indicada para uso como fijador conservante en anatomía patológica.

**SKU:** 256462.0905

**Categorías:** [Anatomía Patológica](#), [Reactivos](#)

### VARIACIONES

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Unidades
--------	-----	--------	--------------	----------------	-------------	----------

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Unidades
	256462.09118	62,30€ I.V.A. no incluido				1,5 L (4 ud)
	256462.0905	64,60€ I.V.A. no incluido				10 ml (45 ud)
	256462.09149	105,40€ I.V.A. no incluido				600 ml (10 ud)
	256462.0931	91,60€ I.V.A. no incluido				3L (4 ud)
	256462.0943	68,50€ I.V.A. no incluido				125 ml (16 ud)

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Unidades
	256462.0944	94,50€ I.V.A. no incluido				200 ml (12 ud)
	256462.0955	70,40€ I.V.A. no incluido				20 ml (44 ud)
	256462.0961	89,10€ I.V.A. no incluido				40 ml (45 ud)
	256462.0962	81,50€ I.V.A. no incluido				30 ml (45 ud)
	256462.0967	54,40€ I.V.A. no incluido				75 ml (24 ud)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Solución de Formaldehído al 3,7-4,0 % indicada para uso como fijador conservante en anatomía patológica.

Se presenta en frascos de polipropileno de diferentes volúmenes con formaldehído dosificado para su rápida y cómoda utilización, que evitará cualquier engorrosa preparación preliminar.

La solución es neutra, tamponada con Fosfato Sódico a pH 7 y estabilizada con Metanol, evitando cualquier posible fenómeno de oxidación y favoreciendo así una mayor conservación de la muestra a procesar.

La perfecta hermeticidad del frasco proporciona una alta estabilidad a la muestra. Su base estriada facilita su manipulación con guantes evitando que el frasco resbale accidentalmente.

Cumple con los requisitos del mercado CE prescrito para los productos.

### Principales Ventajas:

**Comodidad:** Frasco transparente con Histofix® Conservante listo para su uso. Etiqueta con toda la información necesaria sobre el producto.

**Seguridad:** No necesita manipulación, desaparecen los problemas asociados a la toxicidad del

producto. Se evita cualquier derrame gracias al excelente diseño hermético de los frascos contenedores.

Calidad: La alta calidad y estabilidad de nuestro Formaldehído le permitirá conseguir una fijación efectiva y reproducible.

Variedad en los formatos: Disponible en 13 diferentes presentaciones, que permiten al usuario escoger la más adecuada para sus muestras.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

### Unidades

1,5 L (4 ud), 10 ml (45 ud), 125 ml (16 ud), 20 ml (44 ud), 200 ml (12 ud), 3 L, 30 ml (45 ud), 3L (4 ud), 40 ml (45 ud), 600 ml (10 ud), 75 ml (24 ud)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF

## PRESENTACIÓN

Presentación: Este producto está disponible en diferentes formatos y presentaciones, desde 10 ml hasta 3 Litros.

Volumen: