

KIT QPCR PARA DETECCIÓN DE HIV-1



Kit para el diagnóstico de ARN del HIV-1, por PCR cuantitativa en tiempo real. Presentación: 24 ó 48 ud.

SKU: SAN-HIV-1

Categorías: [Diagnóstico Molecular](#), [Kits qPCR](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

Prueba de amplificación de ácido nucleico in vitro para la detección y cuantificación del ARN del HIV en suero o plasma humano. Perfecto para uso como ayuda en el diagnóstico de HIV tipo 1.

Compatible con otras plataformas PCR convencionales, como [SLAN96](#) ó [MA6000](#). Consulte compatibilidad con su equipo PCR

Certificación CE-IVD (Lista A)

Parámetros

Product features

Specimen Type

Extraction Platform

PCR Instrument

Spec.

Parameter

serum or plasma

Advanced magnetic beads technology

ABI 7500,SLAN-96P,QuantStudio 3/5,Roche
Light Cycler 480

24 / 48T