

## Kit qPCR NeoPlex STI-14



Detección simultánea de 14 patógenos causantes de infecciones de transmisión sexual por PCR multiplex en tiempo real.

Presentación: 96 pruebas

Detección y confirmación simultánea de 14 patógenos causantes de infecciones de transmisión sexual (ITS), en muestra vaginal, uretral, anal, oral y orina. Uso especificado para diagnóstico en microbiología.

### Parámetros

- *C.trachomatis* (CT)
- *N.gonorrhoeae* (NG)

- *M.hominis* (MH)
- *M.genitalium*
- *T.vaginalis*
- *U.urealyticum* (UU)
- *U.parvum* (UP)
- *C.albicans* (CA)
- *G.vaginalis* (GV)
- virus del herpes simple tipo 1 (HSV1)
- virus del herpes simple tipo 2 (HSV2)
- *T.pallidum* (TP)
- estreptococo del grupo B (GBS)
- *H.ducreyi* (HD).

Dispositivo destinado únicamente al uso in vitro.

## **[Descargar IFU Kit NeoPlex STI-14](#)**


### **Ventajas de los Kits NeoPlex**

[embed]<https://youtu.be/aJZMovVrjTY>[/embed]

La principal ventaja es que detecta una gran cantidad de dianas en un solo pocillo de reacción, ahorrando tiempo de trabajo e inversión al laboratorio.

Combina también varios patógenos en la misma ronda de termociclado, evitando incompatibilidades en los perfiles térmicos.

**Descargue aquí nuestro  
CATÁLOGO GENERAL** ➔



**SKU:** NS01A

**Categories:** Diagnóstico Molecular, Kits qPCR