

LÍNEA DE ANÁLISIS DE ORINA EU8600



La EU8600 es una línea de análisis de orina totalmente automatizada que combina precisión, eficiencia y tecnología avanzada.

SKU: EU-8600

Categorías: [Autoanalizadores](#), [Bioquímica](#)

Etiquetas: [análisis de orina](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La línea de análisis de orina EU8600 está compuesta por el analizador de sedimentos EH2090 y el analizador de orina UA5600, formando un sistema integral de diagnóstico automatizado. Gracias a su ajuste automático de reactivos y carga continua de bastidores, garantiza máxima exactitud en el muestreo y una gestión eficiente de recursos.

Características principales

- Dimensiones: 1440 × 780 × 540 mm
- Capacidad: Procesamiento de lotes de 100 muestras

- Volumen de muestra: 2.5 µL
- Formato: Compatible con tiras y tubos de orina
- Tiempo de trabajo: 120 segundos por muestra
- Línea de detección: Sensibilidad de 5 células por µL
- Rendimiento: 100t/h en análisis de sedimentos y 160t/h sin sedimentos
- Otros: Escáner de código de barras interno para una identificación precisa

La EU8600 es una buena opción para los laboratorios que desean optimizar los tiempos de análisis y mejora la eficiencia operativa.

¿Cuáles son los componentes de la línea de análisis de orina EU8600?

La EU8600 está compuesta por el analizador de sedimentos EH2090 y el analizador de orina UA5600.

¿Qué tecnología utiliza la EU8600 para identificar las muestras?

Cuenta con un escáner de código de barras interno, que facilita la identificación precisa y la trazabilidad de las muestras.

¿Qué ventaja ofrece el ajuste automático de reactivos en la EU8600?

Optimiza la precisión y reduce el desperdicio de reactivos, mejorando la eficiencia del proceso analítico.

¿Qué tipo de análisis realiza el analizador de sedimentos EH2090?

Detecta y clasifica los elementos celulares y partículas presentes en la orina con alta precisión.

¿Qué tipo de análisis realiza el analizador de orina UA5600?

Analiza los parámetros químicos y físicos de la orina para ofrecer resultados detallados y confiables.

¿Cómo funciona la carga continua de bastidores de muestras en la EU8600?

Permite una alimentación constante de muestras sin interrupciones, mejorando la eficiencia del laboratorio.

¿Cuáles son las opciones de diseño modular que ofrece la EU8600 y cómo se pueden integrar diferentes módulos?

Su diseño modular facilita la integración con otros equipos de laboratorio, adaptándose a diferentes necesidades operativas.

¿Cómo optimiza el flujo de trabajo automatizado en un laboratorio clínico?

Gracias a su sistema automatizado, reduce la intervención manual, acelera los procesos y mejora la eficiencia global del laboratorio.