

NEUTRALIZADOR DE RESIDUOS DE FORMALDEHIDO D-FORMALIZER, 10 BOLSAS



Tratamiento químico seguro para neutralizar residuos de formaldehido Surgipath

SKU: 140608800753

Categorías: [Anatomía Patológica](#), [Fungible para Anatomía Patológica](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

D-Formalizer es un tratamiento químico seguro para neutralizar residuos de formaldehido. Deja una solución clara, libre de sólidos y olor a aldehído, que se puede eliminar sin obstruir los desagües.

Simplemente agregue un paquete de D-Formalizer a 4 Litros de formalina usada (o glutaraldehído al 4%) y agite suavemente. Después de 15 minutos, el producto puede verterse con seguridad por el desagüe de acuerdo con las ordenanzas locales. La solución resultante tendrá un pH entre 6 y 9 y estará libre de subproducto de polímero.

También está disponible opcionalmente un kit de cuantificación de aldehídos totales para analizar aldehído residual, que incluye 100 tests por caja.



Neutralizador de Residuos de Formaldehido D-Formalizer, 10
bolsas

[https://www.akralab.es/producto/neutralizador-de-residuos-d
e-formaldehido-d-formalizer-10-bolsas/](https://www.akralab.es/producto/neutralizador-de-residuos-d-e-formaldehido-d-formalizer-10-bolsas/)

PRESENTACIÓN

Este producto se sirve en caja de 10 unidades