

Procesador de tejidos de vacío MTM I



Procesador de tejidos de vacío diseñado para laboratorios de histología e investigación. Tiempo de procesamiento de 45 minutos / por ciclo de biopsias y alta rotación de muestras 300 muestras/por ciclo de trabajo.

Marca: Slee

Procesador automático de tejidos diseñado para laboratorios de histología e investigación.

- Tiempo de procesamiento corto: 45 minutos / por ciclo de biopsias
- Alta rotación de muestras: 300 muestras/por ciclo de trabajo

Características

- Procesamiento seguro de tejidos con reactivos precalentados
- Sistema de gestión de reactivos totalmente automático
- Ciclos de limpieza automáticos
- Control intuitivo a través de una pantalla TFT de 15 pulgadas
- Ventilación con filtro de carbón activo
- Sistema de alarma a distancia (GSM, opcional)

Componentes estándar

- Pantalla TFT de 15" con pantalla táctil
- 2 cestas de cassettes (acero inoxidable, 150 cassettes cada una)
- Vaso para reactivos (10 uds.)
- Vaso de parafina (4 + 1 unidades)
- Vaso de solución de limpieza (2 uds.)
- Cable de alimentación y manual de instrucciones

Accesorios opcionales

- Cesta de cassette
- Soporte para cesta de cassette

- Vaso de reactivos (2 cuellos)
- Paquete de recarga carbón activo
- Sistema de alimentación ininterrumpida (USV) 230 V – 1.500 VA – 1.200 W (MTM I)
- Sistema de alarma a distancia (GSM)

Especificaciones Técnicas

Tipo	Procesador de tejidos de vacío
Principio	Presión / Vacío
Rango de temperatura operativo	10 a 35°C
Humedad de operación	máx. rela. 80% sin condensación
Rango de temperatura de almacenamiento	5 a 55°C
Humedad de almacenamiento	máx. rel. 80% sin condensación
Vaso de reactivos	10 (2,5L cada uno)
Vaso de parafina (Cantidad y capacidad)	4 + 1 (2,5 l cada uno)
Volumen del recipiente de reactivo	Vaso de solución de limpieza (2 uds.)
Agitación de reactivo	2,5L
Capacidad de la cámara de procesamiento de muestras	Burbujeo de aire
Temperatura de la cámara de procesamiento de muestras	300 casetes estándar
Rango de presión	2 x cestas (150 casetes cada una)
Programas	55 – 65 °C (parafina)
Aspectos de seguridad	RT.20 - 45°C (reactivos)
Función de vacío	Vacío 400 hPa (0,4 bar)
	Presión 1.200 hPa (1,2 bar)
	18
	Sistema cerrado
	1 filtro de carbón
	Sistema de alarma remoto GSM (opcional)
	SAI (opcional)
	Programable, vacío o presión

Ciclos de limpieza	Ciclo automático de limpieza del sistema - 1 predefinido - 3 libremente personalizables Ciclo de limpieza de parafina
Temporizador de retraso	Hasta 14 días, 23 horas, 59 minutos
Interfaz de usuario	Monitor TFT a color de 15", pantalla táctil
Conexiones	USB, interfaz de impresora Llenado y vaciado remoto manual o automático
Sistema de gestión de reactivos	Cambio de reactivos totalmente automático y programable
Parámetros eléctricos	115 o 230 V, 50/60 Hz, 1.000 o 1.500 W
Clasificación IEC1010	Clase de protección 1, grado de contaminación. 2 Categoría de sobretensión II
Dimensiones [An. x Pr. x Al.]	720 x 700 x 1080 mm sin monitor 720 x 700 x 1400 mm con monitor
Peso (Sin accesorios)	120 Kg

[button

link="https://www.slee.de/en/wp-content/uploads/sites/2/2024/12/Manual_MTM_I_II_2024-09-001.00_EN.pdf" type="big" color="orange" newwindow="yes"] Manual Instrucciones Procesador MTM I[/button]

SKU: 11000500

Categories: Anatomía Patológica, Equipos de Histología y trazabilidad