

TEST ANFETAMINA AMP EN ORINA, FORMATO TIRAS



INFORMACIÓN ADICIONAL

Punto de Corte	1000 ng/ml, 300 ng/ml, 500 ng/ml
Unidades	50 ud

Test de droga para detección anfetamina en orina mediante tira reactiva, envasada individualmente

SKU: 101001

Categorías: [Drogas](#), [Test Rápidos](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El test rápido AMP se utiliza para la detección cualitativa de Anfetamina en orina 1000 ng/ml, mediante una sencilla prueba de inmersión de alta calidad con tiras reactivas. Mediante la recogida de la muestra y la colocación de la tira en la misma se reflejan los resultados de forma cómoda y sin complicaciones.

Ventajas:

- Test sencillo e higiénico
- Resultados rápidos y fiables
- Opciones flexibles de punto de corte para necesidades variables

Uso en:

- Gestión de tratamientos de adicciones

- Tratamientos de desintoxicación
- Emergencias
- Forenses
- Controles en el lugar de trabajo
- Autoridades de transporte y controles aduaneros

INFORMACIÓN ADICIONAL

Punto de Corte 1000 ng/ml, 300 ng/ml, 500 ng/ml

Unidades 50 ud

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF, si está disponible

PRESENTACIÓN

Presentación: Este test rápido se presenta en caja de 50 tiras reactivas envasadas individualmente para máxima higiene.

Unidades: 50 ud

Volumen: