

Test Barbitúricos BAR en orina, formato tiras



Test de droga para detección de barbitúrico en orina 300 ng/ml, mediante tira envasada individualmente

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El test rápido BAR se utiliza para la detección cualitativa de Barbitúricos en orina 300 ng/ml, mediante una sencilla prueba de inmersión de alta calidad con tiras reactivas.

Con la recogida de la muestra y la colocación de la tira en la misma se reflejan los resultados de forma cómoda y sin complicaciones.

Ventajas:

- Test sencillo e higiénico
- Resultados rápidos y fiables
- Opciones flexibles de punto de corte para necesidades variables

Uso en:

- Gestión de tratamientos de adicciones
- Tratamientos de desintoxicación
- Emergencias
- Forenses
- Controles en el lugar de trabajo
- Autoridades de transporte y controles aduaneros

SKU: 101002

Categories: Drogas, Test Rápidos