

Test Mescalina MES en orina, formato tiras



Test de droga para detección de Mescalina en orina 500 ng/ml, mediante tira envasada individualmente

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El test rápido de drogas MES permite la detección cualitativa de Mescalina 500 ng/ml en orina mediante una sencilla prueba de inmersión de alta calidad con tiras reactivas.

Mediante la recogida de la muestra y la colocación de la tira en la misma se reflejan los resultados de forma cómoda y sin complicaciones.

Ventajas:

- Test sencillo e higiénico
- Resultados rápidos y fiables
- Opciones flexibles de punto de corte para necesidades variables

Uso en:

- Gestión de tratamientos de adicciones
- Tratamientos de desintoxicación
- Emergencias
- Forenses
- Controles en el lugar de trabajo
- Autoridades de transporte y controles aduaneros

SKU: 101052

Categories: Drogas, Test Rápidos