

## TEST OVULACIÓN HLH EN ORINA, FORMATO CASETE 30 MUI/ML



Test ovulación detección hLH en orina mediante casete 30 mUI/mL

**SKU:** 166001

**Categorías:** [Embarazo y Obstetricia](#), [Test Rápidos](#)

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El test hLH Ovulación se utiliza para la detección rápida de la hormona luteinizante en orina mediante casete en concentración de 30 mUI/mL.

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables en pocos minutos.
- Requieren de poca cantidad de muestra.

Contiene: Tests casete, pipeta desechable y manual de instrucciones de uso

Uso específico en ginecología para predecir in vitro el tiempo de ovulación en la mujer.

## **INFORMACIÓN ADICIONAL**

Información adicional:

Proceso de detección sencillo, siguiendo los siguientes pasos:

- 1.- Tomar la muestra de orina en un recipiente limpio o estéril
- 2.- Coger una muestra con la pipeta desechable suministrada y colocar unas gotas en la ventana del casete indicada para ello.
- 3.- Esperar el tiempo según se indica y contrastar los resultados una vez transcurrido el tiempo indicado.

Resultados precisos en de 3 a 10 minutos

## **PRESENTACIÓN**

Presentación: Este test rápido se presenta en caja de 30 casetes envasados individualmente para máxima higiene.

Unidades: 30 ud