

TEST OVULACIÓN HLH EN ORINA, TIRA REACTIVA 30 MUI/ML



Test ovulación detección hLH en orina mediante tira reactiva 30 mUI/mL

SKU: 165001

Categorías: [Embarazo y Obstetricia](#), [Test Rápidos](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El test hLH Ovulación se utiliza para la detección rápida de la hormona luteinizante en orina mediante tiras reactivas, en concentración de 30 mUI/mL

Ventajas:

- Fácil manipulado y resultados fiables en pocos minutos.
- Requieren de poca cantidad de muestra.

Contiene: Test tiras reactivas y manual de instrucciones de uso

Uso específico en ginecología para predecir in vitro el tiempo de ovulación en la mujer.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Proceso de detección sencillo, siguiendo los siguientes pasos:

- 1.- Tomar la muestra de orina en un recipiente limpio o estéril
- 2.- Sumergir la tira en la muestra y esperar el tiempo indicado.
- 3.- Contrastar los resultados una vez transcurrido el tiempo indicado.

Resultados precisos en de 3 a 10 minutos

PRESENTACIÓN

Presentación: Este test rápido se presenta en caja de 50 tiras reactivas envasadas individualmente para máxima higiene.

Unidades: 50 ud