

Test rápido Combo FOB y Transferrina en heces, casete



Test rápido para el análisis de FOB y Transferrina con la misma muestra de heces, en formato casete; para cribado de Cáncer Colorrectal.

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL IN VITRO

Test de casete para el análisis de FOB y Transferrina con la misma muestra de heces.

Sistema fiable y exhaustivo para cribado de Cáncer Colorrectal, ya que la Transferrina no se degrada en su recorrido hasta las heces, como sí lo hace la Hemoglobina.

Evita falsos negativos asociados al test clásico FOB.

FOB (40 ng) y Transferrina (4 ng/mL).

SKU: 272038

Categories: Oncología, Test Rápidos