

TUBO VACÍO CON GEL Y ACTIVADOR DE COAGULACIÓN, 13X75 MM. 3,5 ML

84,30€ - 167,55€ I.V.A. no incluido

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dimensiones 13 × 75 cm

color

[Tapón Amarillo](#), [Tapón Azul claro](#), [Tapón Azul eléctrico](#), [Tapón Azul oscuro](#), [Tapón Beig](#), [Tapón Blanco](#), [Tapón Fuxia](#), [Tapón Marrón](#), [Tapón Naranja](#), [Tapón Negro](#), [Tapón Oro](#), [Tapón Rojo](#), [Tapón Rojo traslúcido](#), [Tapón Rosa](#), [Tapón Tierra](#), [Tapón Translúcido](#)



Tubo de vacío estéril con gel y activador de coagulación, con tapón de vacío en diferentes colores. Dimensiones 13x75 mm y 3,5 ml de capacidad.

SKU: 10010

Categorías: [Preanalítica](#), [Tubos de vacío sangre/orina](#)

VARIACIONES



akralab
one point, all solutions.

Tubo vacío con gel y activador de coagulación, 13x75 mm.

3,5 ml

<https://www.akralab.es/producto/tubo-vacio-con-gel-y-activador-de-coagulacion-13x75-mm-35-ml/>

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	color
	10174	167,55€ I.V.A. no incluido				Tapón Oro
	10010	148,00€ I.V.A. no incluido				Tapón Rojo
	10303	84,30€ I.V.A. no incluido				Tapón Tierra

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	color
	10186	109,65€ I.V.A. no incluido				Tapón Rosa

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El tubo de vacío estéril R está fabricado en PET transparente y contiene gel y activador de coagulación. Es resistente a los choques lo que aporta amplia seguridad en el manipulado.

Material: Tereftalato de polietileno

Diámetro: 13 mm exterior tubo,

Altura: 75 mm

Vacio: 3,5 ml

PE tapa de seguridad contra aerosoles. superficie de agarre de seguridad de 20 mm, para proteger a los operarios.

Vida útil: 18 meses.

El color del tapón a elegir en rojo, amarillo, oro, tierra, azul eléctrico, azul claro, translúcido, rojo translúcido, naranja, azul oscuro, blanco, beig, negro, rosa, marrón o fuxia

Uso y aplicación

El recubrimiento de silicio micronizado favorece la coagulación de la sangre y facilita la manera de obtener el suero a través de la centrifugación.

Se aconseja inmediatamente después de tomar la muestra agitar el tubo 5-10 veces.

Poner el tubo en el porta tubos verticalmente.

Esperar mínimo 30 minutos (hasta la colocación natural del suero en la parte superior del tubo).

Centrifugar según la descripción sucesiva.

INFORMACIÓN ADICIONAL



Tubo vacío con gel y activador de coagulación, 13x75 mm.

3,5 ml

<https://www.akralab.es/producto/tubo-vacio-con-gel-y-activador-de-coagulacion-13x75-mm-35-ml/>

Dimensiones

13 × 75 cm

color

[Tapón Amarillo](#), [Tapón Azul claro](#), [Tapón Azul eléctrico](#), [Tapón Azul oscuro](#), [Tapón Beig](#), [Tapón Blanco](#), [Tapón Fuxia](#), [Tapón Marrón](#), [Tapón Naranja](#), [Tapón Negro](#), [Tapón Oro](#), [Tapón Rojo](#), [Tapón Rojo traslúcido](#), [Tapón Rosa](#), [Tapón Tierra](#), [Tapón Translúcido](#)