

## TUBO VACÍO CON GEL Y ACTIVADOR DE COAGULACIÓN, 13X75 MM. 3,5 ML

109,65€ - 167,55€ Rango de precios: desde 109,65€ hasta 167,55€ I.V.A. no incluido

### INFORMACIÓN ADICIONAL

**Dimensiones** 13 × 75 cm

**color**

[Tapón Amarillo](#), [Tapón Azul claro](#), [Tapón Azul eléctrico](#), [Tapón Azul oscuro](#), [Tapón Beig](#), [Tapón Blanco](#), [Tapón Fuxia](#), [Tapón Marrón](#), [Tapón Naranja](#), [Tapón Negro](#), [Tapón Oro](#), [Tapón Rojo](#), [Tapón Rojo traslúcido](#), [Tapón Rosa](#), [Tapón Tierra](#), [Tapón Translúcido](#)



Tubo de vacío estéril con gel y activador de coagulación, con tapón de vacío en diferentes colores. Dimensiones 13x75 mm y 3,5 ml de capacidad.

**SKU:** 10010

**Categorías:** [Preanalítica](#), [Tubos de vacío sangre/orina](#)

### VARIACIONES

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	color
--------	-----	--------	--------------	----------------	-------------	-------



10174	167,55€ I.V.A. no incluido					Tapón Oro
-------	----------------------------	--	--	--	--	-----------



10186	109,65€ I.V.A. no incluido					Tapón Rosa
-------	----------------------------	--	--	--	--	------------

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El tubo de vacío estéril R está fabricado en PET transparente y contiene gel y activador de coagulación. Es resistente a los choques lo que aporta amplia seguridad en el manipulado.

Material: Tereftalato de polietileno

Diámetro: 13 mm exterior tubo,

Altura: 75 mm

Vacio: 3,5 ml

PE tapa de seguridad contra aerosoles. superficie de agarre de seguridad de 20 mm, para proteger a los operarios.

Vida útil: 18 meses.

El color del tapón a elegir en rojo, amarillo, oro, tierra, azul eléctrico, azul claro, translúcido, rojo translúcido, naranja, azul oscuro, blanco, beig, negro, rosa, marrón o fuxia

Uso y aplicación

El recubrimiento de silicio micronizado favorece la coagulación de la sangre y facilita la manera de



Tubo vacío con gel y activador de coagulación, 13x75 mm.

3,5 ml

<https://www.akralab.es/producto/tubo-vacio-con-gel-y-activador-de-coagulacion-13x75-mm-35-ml/>

obtener el suero a través de la centrifugación.

Se aconseja inmediatamente después de tomar la muestra agitar el tubo 5-10 veces.

Poner el tubo en el porta tubos verticalmente.

Esperar mínimo 30 minutos (hasta la colocación natural del suero en la parte superior del tubo).

Centrifugar según la descripción sucesiva.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

### Dimensiones

13 × 75 cm

### color

[Tapón Amarillo](#), [Tapón Azul claro](#), [Tapón Azul eléctrico](#), [Tapón Azul oscuro](#), [Tapón Beig](#), [Tapón Blanco](#), [Tapón Fuxia](#), [Tapón Marrón](#), [Tapón Naranja](#), [Tapón Negro](#), [Tapón Oro](#), [Tapón Rojo](#), [Tapón Rojo traslúcido](#), [Tapón Rosa](#), [Tapón Tierra](#), [Tapón Translúcido](#)