


CATÁLOGO TUBOS SISTEMA TAPVAL 2017

[Pulsar Aquí](#)



- 1.- SEPARADOR SUERO PULVERIZADO
- 2.- SEPARADOR SUERO GRÁNULOS
- 3.- SEPARADOR DE SUERO GEL
- 4.- SEPARADOR DE SUERO GEL CON ACTIVADOR DE COAGULACIÓN
- 5.- SEPARADOR DE SUERO GRÁNULOS CON ACTIVADOR DE COAGULACIÓN
- 6.- SEPARADOR DE SUERO LÍQUIDO CON ACTIVADOR DE COAGULACIÓN
- 7.- LITIO IODOACETATO GRANULOS ACTIVADOR (ESPECIAL GLUCOSA EN SUERO)
- 8.- FLUORURO Na + OXALATO K (LÍQUIDO)
- 9.- HEPARINA LITIO (ANTICOAGULANTE BIOQUÍMICA)
- 10.- HEPARINA DE LITIO (CON GEL SEPARADOR)
- 11.- HEPARINA DE LITIO + MONOiodo ACETATO Li

CONTINÚA ↓



[Pulsar Aquí](#)



12.- CITRATO COAGULACIÓN

13.- VSG

14.- EDTA

15.- CONTENEDORES ORINA / SIN GALET

16.- MINICOLLECT® TUBES






TUBOS SISTEMA TAPVAL




Código	Producto	Presentación
SEPARADOR SUERO PULVERIZADO		
1501976	Tubo suero 2,5 ml separador pulverizado 55x12	1000 unid
1581975	Tubo suero 4 ml separador pulverizado 70x12	800 unid
1581974	Tubo suero 5 ml separador pulverizado 80x13	800 unid
1561971	Tubo suero 10 ml separador pulverizado 100x16	600 unid
SEPARADOR SUERO GRÁNULOS		
1501956	Tubo suero 2 ml perf. Gránulos separadores 55x12	1000 unid
1581954	Tubo suero 4 ml perf. Gránulos separadores 80x13	800 unid
1581952	Tubo suero 7 ml perf. Gránulos separadores 75x16	800 unid
1561951	Tubo suero 10 ml perf. Gránulos separadores 100x16	600 unid
SEPARADOR DE SUERO GEL		
1501986	Tubo suero 2 ml pp gel 55x12	1000 unid
1581984	Tubo suero 4 ml pp gel 80x13	800 unid
1561981	Tubo suero 10 ml pp gel 100x16	600 unid
SEPARADOR DE SUERO GEL CON ACTIVADOR DE COAGULACIÓN		
1501816	Tubo suero 2 ml perf.gel/activador coagulación 55x12	1000 unid
1581814	Tubo suero 4 ml perf.gel/activador coagulación 80x13	800 unid
1561811	Tubo suero 10 ml perf.gel/activador coagulación 100x16	600 unid
SEPARADOR DE SUERO GRÁNULOS CON ACTIVADOR DE COAGULACIÓN		
1501946	Tubo suero 2 ml perf.gra/activador coagulación 55x12	1000 unid
1581945	Tubo suero 3 ml perf.gra/activador coagulación 70x12	800 unid
1581944	Tubo suero 4 ml perf.gra/activador coagulación 80x13	800 unid



SEPARADOR DE SUERO GRÁNULOS CON ACTIVADOR DE COAGULACIÓN		
1581942	Tubo suero 7 ml perf.Gra/ Activador coagulación 75x16	800 unid
1561941	Tubo suero 7 ml perf.Gra/ Activador coagulación 100x16	600 unid
SEPARADOR DE SUERO LÍQUIDO CON ACTIVADOR DE LA COAGULACIÓN		
1501806	Tubo suero 2,5 ml perf./Activador coagulación 55x12	1000 unid
LITIO IODOACETATO GRANULOS ACTIVADOR (ESPECIAL GLUCOSA EN SUERO)		
1581525	Tubo litio iodo 2 ml perf. 70x12 granulos activador	1000 unid
1581524	Tubo litio iodo 4 ml perf. 80x13 granulos activador	800 unid
1561521	Tubo litio iodo. 8 ml perf. 100x16 granulos activador	800 unid
FLUORURO Na + OXALATO K (LÍQUIDO)		
1501706	Tubo flu+oxa. 1 ml perf. 55x12	800 unid
1581705	Tubo flu+oxa. 2 ml perf. 70x12	800 unid
1581704	Tubo flu+oxa. 4 ml perf. 80x13	600 unid
HEPARINA LITIO (ANTICOAGULANTE BIOQUÍMICA)		
1501406	Tubo Heparina Litio. 1 ml perf. 55x12	1000 unid
1561401	Tubo Heparina Litio. 10 ml perf. 100x16	600 unid
1581404	Tubo Heparina Litio. 4 ml perf. 80x13	800 unid
1581405	Tubo Heparina Litio. 2 ml perf. 70x12	800 unid
HEPARINA DE LITIO (CON GEL SEPARADOR)		
1501416	Tubo hep. Litio gel sep 55x12	1000 unid
HEPARINA DE LITIO + MONOiodo ACETATO LI		
1501606	Tubo hep. Litio+mono.acet. Lit 55x12	1000 unid
1581604	Tubo hep. Litio+mono.acet. Lit 4 ml 80x13	800 unid
CITRATO COAGULACIÓN		
1501326	Tubo citrato 0,5 ml perf. 55x12	1200 unid
1501306	Tubo citrato 1 ml perf. 55x12	1000 unid
1581304	Tubo citrato 4 ml perf. 80x13	800 unid
1581305	Tubo citrato 2 ml perf. 70x12	800 unid
VSG		
1501206	Tubo con citrato 1 ml 55x12 vsg	1000 unid
1561209	Tubo citrato 3Na vsg 1 ml especial vsg	800 unid
1581204	Tubo citrato 3Na vsg 1,6 ml 80x13	800 unid



VSG		
1581205	Tubo citrato 3Na vsg 1,2 ml 70x12	800 unid
15012223	Tubo citrato 3Na vsg 2 ml 55x16	1000 unid
1750224	Pipeta graduada A2	500 unid
1780225	Pipeta graduada P2	800 unid
1760010	Pipeta graduada P3	600 unid
1760200	Conjunto VSG P3	600 pip+600 tub.
1770003	Gradilla metacrilato sistema Sedi-Rate P3	unidad
1770004	Gradilla metacrilato sistema Sedi-Rate P4 micro	unidad
1770001	Soporte pipeta tubos 13 mm	unidad
1770002	Soporte pipeta tubos 16 mm	unidad
EDTA		
1501116	Tubo Edta Tri-K 1 ml perf. 55x12	1000 unid
1501106	Tubo Edta Tri-K 2 ml perf. 55x12	1000 unid
1501126	Tubo Edta Tri-K 0,5 ml perf. 55x12	1000 unid
1501113	Tubo Edta Tri-K 2 ml perf. 55x16 con faldón	1000 unid
1501103	Tubo Edta Tri-K 4 ml perf. 55x16 con faldón	1000 unid
1501123	Tubo Edta Tri-K 4 ml perf. 55x16 con faldón, esp cont.	1000 unid
1501133	Tubo Edta Tri-K 2 ml perf. 55x16 con faldón, esp cont.	1000 unid
1581114	Tubo Edta Tri-K 2,5 ml perf. 80x13	800 unid
1581134	Tubo Edta Tri-K 2,5 ml perf. 80x13 esp. Cont	800 unid
1681154	Tubo Edta Tri-K 3 ml perf. 80x13 sin corte/tapón goma	800 unid
1581124	Tubo Edta Tri-K 4 ml perf. 80x13 esp. Cont	800 unid
1581105	Tubo Edta Tri-K 3 ml perf. 70x12	800 unid
1581104	Tubo Edta Tri-K 4 ml perf. 80x13	800 unid
CONTENEDORES ORINA/SIN GALET		
1660229	Contenedores s/tap. s/mont. Granel	600 unid
1640232	Contenedores s/tap. s/mont. Bolsa	400 unid
1630217	Contenedores s/tap. Montado bolsa	300 unid
1600230	Galet	100 unid
1650000	Cap Galet	100 unid



MINICOLLECT® TUBES		
450472	MiniCollect® Suero y gel 1 ml	1000 unid
450474	MiniCollect® EDTA 3K 1 ml	1000 unid
450479	MiniCollect® Heparina litio y gel 0,8 ml	1000 unid
450409	MiniCollect® Citrato sódico 3,8% 1 ml	1000 unid



Eliminate unnecessary risks with the AQUISEL Valve-Stopper system.
Evite riesgos innecesarios con el sistema Tapón-Válvula AQUISEL.



Pipettes for E.S.R. with zero levelling and automatic closure system for conventional tubes or AQUISEL Valve-Stopper.

Pipetas VSG de enrase a cero. Con émbolo de presión para tubos convencionales o con Tapón-Válvula AQUISEL.

Container with AQUISEL Valve-Stopper.
Contenedor con Tapón-Válvula AQUISEL.



ISO-0011-0102-2009



®

AQUISEL VALVE-STOPPER

System available for sample manipulation without the need of uncorking the tube, maintaining it hermetically sealed and avoiding the risk of contamination.

TAPÓN- VÁLVULA AQUISEL

Sistema que permite su manipulación sin necesidad de destaponar, permaneciendo hermético y evitando el riesgo de contaminación.

The AQUISEL system consist of a tube, valve-stopper and an appropriate reagent for specific use.

The AQUISEL tube is made of a high resistance transparent polypropylene. The valve-stopper is a very elastic material and has a special cross-cut design which allows an automatic recover to its initial closed position, after insertion or extraction of the sample.

The tube's reagent contents is offered through different possibilities identified by colours in accordance with International Standards.

It can be used by most of the current analytical procedures, even if they are manual, semi-automatic or automatic procedures.

It allows inter-hospital road and postal transport thanks to its hermetic seal and high resistance to uncorking due to vibrations, hits, cold, heat, etc.

USE AND APPLICATIONS

1. Inserting (blood) samples with syringe (without needle).
2. Extraction and dosage with semi-automatic pipette.
3. Capillary blood extraction.
4. Capillary filling for microhematocrite.
5. Automatic sampling for haematology in primary tubes.
6. Sample road transport.
7. Centrifuge heads adaptable.



El sistema AQUISEL se compone de tubo, tapón-válvula y del reactivo apropiado para su uso específico.

El tubo del sistema AQUISEL está fabricado en polipropileno de alta resistencia y de gran transparencia. El tapón-válvula es de material muy elástico y posee unos cortes que por su diseño especial recuperan automáticamente su hermeticidad, después de la introducción o extracción de la muestra.

Su contenido en reactivo ofrece diferentes posibilidades que se distinguen por su color según Normas Internacionales.

Puede ser utilizado con la mayoría de los procedimientos analíticos actuales, ya sean manuales, semiautomáticos o automáticos.

Permite el transporte neumático intrahospitalario e incluso por correo por su hermeticidad y gran resistencia a destaponarse con movimientos, golpes, frío, calor, etc


USO Y APLICACIONES

1. Introducción de muestra con jeringuilla (sin aguja).
2. Extracción y dosificación con pipeta semiautomática.
3. Recogida de sangre capilar.
4. Llenado de capilar para microhematocrito.
5. Toma de muestras automática para hematología en tubos primarios.
6. Transporte neumático de muestras.
7. Adaptable a cabezales de centrifuga.



akralab

a tu lado desde 1987



Tubes with AQUISEL Valve-Stopper

Tubos con Tapón-Válvula AQUISEL

There are different size and volume tubes with additives: anticoagulant, antiglycolitics, clotting accelerators or empty tubes.

Diferentes formatos y volúmenes de tubos con aditivos: anticoagulantes, antiglicólicos, aceleradores de la coagulación o vacíos.



Tubes for small blood volume, size 55x12

Tubos para pequeños volúmenes de sangre de 55x12.

Suitable for paediatrics or small sample volumes.

Indicados para pediatría, o para pequeños volúmenes de muestra.



Product presentation

Presentación del producto

The tubes are presented in polystyrene racks of 100 units. Every 50 units are covered with a transparent lid for protection.

Los tubos van colocados en gradillas de poliestireno de 100 unidades. Cada 50 unidades se cubren con una tapa transparente de protección.



Accessory: CAP-GALET

Accesorio: CAP-GALET

Funnel adapter which can be used together with the primary AQUISEL tubes and allows sample blood transfer to secondary tubes, useful for capillary blood extractions in paediatrics, for low blood volumes, can be used in all auto-analysers for primary tube sampling, etc. All these procedures could be completed without uncorking the primary AQUISEL tubes. Once the CAP-GALET is removed, the tube remains sealed again for conservation or disposal.

Adaptador en forma de embudo que juntamente con los tubos primarios AQUISEL permite trasvasar las muestras a tubos secundarios, realizar extracciones de sangre capilar en pediatría, útil para bajos volúmenes de sangre, ser utilizado en todos los autoanalizadores con toma-muestra de tubo primario, etc. Todos los procesos se realizan sin necesidad de destaponar los tubos primarios AQUISEL. Una vez extraído el CAP-GALET, el tubo permanece de nuevo cerrado para su conservación o desecho.

Product table - Cuadro de productos

AQUISEL TUBES WITH VALVE-STOPPERS - TUBOS AQUISEL CON TAPÓN-VÁLVULA

TUBES QUANTITY IN THE SHIPPING BOX (100 UNITS RACKS) Nº DE TUBOS EN LAS CAJAS DE EXPEDICIÓN (GRADILLAS DE 100 UNIDADES)				600		800		1.000		800		800		1.000	
Nominal size of the tube: length x diameter in mm. Tamaño nominal del tubo: long x diámetro en mm.				100 x16		75 x16		55 x16 FLAT BOTTOM CON FALDON		80 x13		70 x12		55 x12 CAP	
CONTENT / REAGENTS CONTENIDO / REACTIVO		DOSAGE TIPO DE DOSIFICACIÓN	STOPPER COLOUR COLOR DEL TAPÓN	Code Código	ml blood sangre	Code Código	ml blood sangre	Code Código	ml blood sangre	Code Código	ml blood sangre	Code Código	ml blood sangre	Code Código	ml blood sangre
K3E	EDTA 3K	LIQUID LIQUIDO	MAUVE MALVA					1501103	4	1581104	4	1581105	3	1501106	2
								1501113	2	1581114	2,5			1501116	1
K3E	EDTA 3K	LIQUID LIQUIDO	MAUVE MALVA					1501123	4*	1581124	4*			1501126	0,5
								1501133	2*	1581134	2,5*			1501136	0,25
4 NC	CITRATE 3 Na - CITRATO 3 Na 0,106 M ~ 3,8% 1:4 VSG / ESR	LIQUID LIQUIDO	BLACK NEGRO					1501223	2	1581204 ▶	1,6	1581205 ▶	1,2	1501206 ●	1
										1581209 ▶	1			1501228 ●	0,32
9 NC	CITRATE 3 Na - CITRATO 3 Na 0,106 M ~ 3,8% 1:9 CLOTTING FACTORS FACTORES DE COAGULACION	LIQUID LIQUIDO	LIGHT BLUE AZUL CLARO							1581304	4	1581305	2	1501306	1
														1501326	0,5
LH	LI HEPARIN - HEPARINA LI	LIQUID LIQUIDO	GREEN VERDE	1561401	10					1581404	4	1581405	2	1501406	1
LH	LI HEPARIN WITH SEPARATOR GEL HEPARINA LI CON GEL SEPARADOR	LIQUID AND GEL LIQUIDO Y GEL	GREEN VERDE											1501416	1
LH	LI HEPARIN + MONOIODO ACETATE LI HEPARINA LI + MONOIODO ACETATO LI	LIQUID LIQUIDO	GREEN VERDE							1581604	4			1501606	1
	MONOIODO ACETATE LI + CLOTTING GRANULES MONOIODO ACETATO LI + GRANULOS ACTIVADOR	GRANULES GRANULOS	LIGHT GREY GRIS CLARO	1561521	8					1581524	4	1581525	2		
FX	FLUORIDE Na + OXALATE K FLUORURO Na + OXALATO K	LIQUID LIQUIDO	DARK GREY GRIS OSCURO							1581704	4	1581705	2	1501706	1
Z	EMPTY AND UNLABELLED VACIO SIN ETIQUETA		WHITE BLANCO	1561961	10	1581962	7	1501963	5	1581964	5	1581965	3	1501966	2
Z	EMPTY WITH BLANK LABEL FOR SERUM VACIOS CON ETIQUETA EN BLANCO PARA SUELO	POWDER PULVERIZADO	WHITE BLANCO	1561971	10					1581974	5	1581975	3	1501976	2
Z	SEPARATOR GEL FOR SERUM GEL SEPARADOR PARA SUELO	GEL	WHITE BLANCO	1561981	9					1581984	4			1501986	1,5
Z	PS GRANULES FOR SERUM GRANULOS PS PARA SUELO	GRANULES GRANULOS	WHITE BLANCO	1561991	9	1581992	6			1581994	4			1501996	1,5
Z	CLOTTING ACCELERATOR ACTIVADOR DE LA COAGULACION	LIQUID LIQUIDO	RED ROJO											1501806	2
Z	CLOTTING ACCELERATOR SEPARATOR GEL ACTIVADOR DE LA COAGULACION Y GEL SEPARADOR	LIQUID AND GEL LIQUIDO Y GEL	RED ROJO	1561811	9					1581814	4			1501816	1,5
Z	CLOTTING ACCELERATOR PS GRANULES FOR SERUM ACTIVADOR DE LA COAGULACION Y GRANULOS PS PARA SUELO	GRANULES GRANULOS	RED ROJO	1561941	9	1581942	6			1581944	4	1581945	3	1501946	1,5
*Special for Haematology automatic machines (special cut 5 mm) *Especial para máquinas automáticas de hematología (corte especial del tapón 5 mm)				Shipping box size		Long Largo (cm)		47		47		47		39	
						Width Ancho (cm)		23		23		23		22	
						High Alto (cm)		34		34		34		34	
						Weight Peso (Kg)		4,3		4,3		4,0		3,5	

▶ 75x13 size tube for AQUISEL P-2 pipette.
Tubo 75x13 para pipeta AQUISEL P-2.

▲ Special tube for AQUISEL P-3 pipette.
Tubo especial para pipeta AQUISEL P-3.

● Special tube for AQUISEL P-4 MICRO pipette.
Tubo especial para pipeta AQUISEL P-4 MICRO.



ACCESSORY: CAP-GALET - ACCESORIO: CAP-GALET
Code 1650000. Supplied in bags of 500 units.
Código 1650000. Se suministra en bolsas de 500 unidades.

AQUISEL TUBES WITH NON-CUT STOPPER - TUBOS AQUISEL CON TAPÓN SIN CORTES


CONTENT/REAGENTS CONTENIDO/REACTIVO	DOSAGE TYPE TIPO DOSIFICACIÓN	STOPPER COLOUR COLOR TAPÓN	Nº TUBES PER BOX Nº TUBOS POR CAJA	Code Código	ml blood sangre	LENGTH x Ø Tube mm LONG x Ø Tubo mm	Width / Depth / Height Box mm Ancho / Fondo / Alta Caja mm	Weight Peso Kg
K3E EDTA 3K	LIQUID LIQUIDO	MAUVE MALVA	800	1581154	3	80 x 13	39 22 36	3

AQUISEL PIPETTE

PIPETTES FOR ERYTHROCYTE SEDIMENTATION READ E.S.R. WESTERGREN METHOD.

Pipettes made in polystyrene with similar properties as glass ones.

The ZERO-CLOSURE system allows the pipette filling, preventing that the blood exceeds the zero point and also avoiding total or partial loss. Automatic sealing makes it a disposable product.



PIPETA AQUISEL

PIPETAS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR V.S.G. MÉTODO WESTERGREN.

Pipetas fabricadas en poliestireno con un comportamiento equivalente al vidrio.

El sistema de CIERRE-CERO permite el llenado de la pipeta impidiendo que la sangre supere el punto cero y evitando el vaciado total o parcial. Al quedar automáticamente sellado se convierte en un artículo de un solo uso.

AQUISEL Pipette A-2 without rubber.

For any kind of tube use, even with AQUISEL or with a conventional stopper.

Suitable for mechanical or manual aspiration.

Pipeta AQUISEL A-2 sin émbolo.

Para cualquier tipo de tubo, con tapon AQUISEL o convencional.

Llenado por aspiración mecánica o manual.



AQUISEL Pipette P-2 with rubber.

For 75x13 tubes with AQUISEL or with a conventional stopper.

Pipette filling by pressure till the bottom of the tube.

Pipeta AQUISEL P-2 con émbolo.

Para tubos de 75x13 con tapon AQUISEL o convencional.

Llenado de la pipeta por presión hasta el fondo del tubo.



AQUISEL Pipette P-3 and P-4 MICRO systems


Set of AQUISEL pipettes and tubes. Tubes come with the valve-stopper which allows the pipette insertion without the need of uncorking.

Pipette filling by pressure.

Sistemas Pipeta AQUISEL P-3 y P-4 MICRO

Conjuntos formados por pipetas y tubos AQUISEL. Los tubos llevan incorporado el TAPÓN-VALVULA lo que permite la introducción de la pipeta sin necesidad de destaponar.

Llenado por presión.



PRODUCT PRESENTATION - PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO



AQUISEL Pipettes A-2

Expanded polystyrene packaging of 500 units.

Pipetas AQUISEL A-2

Envase de P.S. expandido. De 500 pipetas de capacidad.



AQUISEL Pipettes P-2

200 units cardboard package. Supplied in 800 units boxes.

Pipetas AQUISEL P-2

Envase de cartón de 200 unidades. Se suministran en cajas de 800 unidades.



Set P-3. AQUISEL Pipette and tube

200 units cardboard package and 100 tubes rack made of expanded polystyrene, supplied in 600 sets boxes.

Conjunto P-3. Pipeta con tubo AQUISEL

Envase de cartón de 200 pipetas y de P.S. expandido de 100 tubos. Se suministra en cajas de 600 conjuntos.



Set P-4 Micro. AQUISEL Pipette and tube


100 pipettes cardboard package and 100 tubes rack made of expanded polystyrene, supplied in 400 sets box.

Conjunto P-4 Micro. Pipeta con tubo AQUISEL

Envase de cartón de 100 pipetas y de P.S. expandido de 100 tubos. Se suministra en cajas de 400 conjuntos.

MODEL MODELO	CODE CÓDIGO	UNITS / BOX N° UNIDADES CAJA	BOX WEIGHT Kg PESO CAJA Kg	BOX DIMENSIONS cm - MEDIDAS CAJA cm				
				Width Ancho	Depth Fondo	Height Alto		
A-2	1750224	500	1,5	27	14	11		
P-2	1780225	800	4	55	27	26		
Set P-3 Conjunto P-3	1760200	600 pipettes + 600 tubes 600 pipetas + 600 tubos	6	47	43	26		
Set P-4 Micro Conjunto P-4 Micro	1740100	400 pipettes + 400 tubes 400 pipetas + 400 tubos	3,6	20	40	37		

COMPLEMENTS - COMPLEMENTOS



Methacrylate rack

10 place rack. For P-3 / P-4 set.

Code

1770003 For tube Ø 13 mm - set P-3

1770004 For tube Ø 12 mm - set P-4 Micro

Gradilla en metacrilato

10 plazas numeradas. Para conjunto P-3 / P-4.

Código

1770003 Para tubo Ø 13 mm - conjunto P-3

1770004 Para tubo Ø 12 mm - conjunto P-4 Micro



Metallic Westergren stand

10 place autoclavable stand.

For any kind of AQUISEL pipettes with Ø 13 mm tubes and A-2 pipettes with Ø 16 mm tubes.

Easy and functional system that allows the total set disposal.

Code

1770001 For Ø 13 mm tubes

1770002 For Ø 16 mm tubes

Loose tubes for pipettes:

1581209 for AQUISEL P-3 (800 units/box)

1581226 for AQUISEL P-4 Micro (1000 units/box)



Soporte Westergren metálico

10 plazas numeradas. Autoclavable.

Para todo tipo de pipetas AQUISEL con tubos de Ø 13 mm y para pipetas A-2 con tubos de Ø 16 mm. Sistema simple y funcional que permite el vertido total del conjunto.

Código

1770001 Para tubo Ø 13 mm

1770002 Para tubo Ø 16 mm

Tubes sueltos para pipetas:

1581209 para AQUISEL P-3 (800 uds/caja)

1581226 para AQUISEL P-4 Micro (1000 uds/caja)



akralab

a tu lado desde 1987

AQUISEL URINE CONTAINER

CONTAINER FOR URINE SAMPLES COLLECTION WITH AQUISEL VALVE-STOPPER.

The AQUISEL VALVE-STOPPER allows the urine manipulation without uncorking, eliminating the contamination risks, samples loss, spillage, odours, etc.

All the AQUISEL urine container presentations will be supplied with the GALET accessory, which makes easy the sample dosage to a tube for sedimentation analysis, or the urine test strip insertion.

CONTENEDOR PARA ORINA AQUISEL

CONTENEDOR PARA LA RECOGIDA DE MUESTRAS DE ORINA CON TAPÓN-VÁLVULA AQUISEL.

El TAPÓN-VÁLVULA AQUISEL permite la manipulación de la orina sin destaponar. Evita los riesgos de contaminación, pérdidas de muestra, derrames, malos olores, etc. Todas las presentaciones del contenedor de orina AQUISEL incorporan el accesorio GALET que facilita la dosificación de la muestra a un tubo para el análisis de sedimentación, o la introducción de la tira reactiva.



Insertion of the GALET in the AQUISEL VALVE-STOPPER.

Introducción del GALET en el TAPÓN-VÁLVULA AQUISEL.



Urine sample extraction through the GALET.

Extracción de la muestra de orina a través del GALET.



Urine test strip insertion.

Introducción de la tira reactiva.



Dosage through automatic or conventional pipette.

Dosificación por medio de pipeta automática o convencional.

CODE CÓDIGO	BAG BOLSA	ASSAMBLD MONTADO	UNITS BOX UDS. CAJA	WEIGHT Kg PESO Kg	DIMENSIONS cm - MEDIDAS cm			
					Width Ancho	Depth Fondo	Height Alto	
1660223	NO NO	NO NO	600	12	60	40	43	
1640234	NO NO	YES SI	400	8	60	45	43	
1630233	YES SI	YES SI	300	7	60	45	43	



Code **1600230** GALET CONTAINER (1000 units package).

Código **1600230** GALET CONTENEDOR (paquetes de 1000 unidades).



akralab

a tu lado desde 1987