



CATÁLOGO DE PRODUCTOS





Apreciado Cliente,

BioSystems S.A. contribuye a mejorar el bienestar de las personas en todo el mundo.

Desde 1981 proporcionamos a nuestros clientes soluciones tecnológicas altamente fiables y hacemos más eficiente el flujo de trabajo del laboratorio, mejorando la eficacia operacional y el tratamiento del paciente.

Adaptándonos continuamente a las nuevas necesidades en el área del diagnóstico clínico, investigamos, desarrollamos, producimos y comercializamos una amplia y extensa cartera de productos que se destacan en este catálogo.

Esperamos ser su socio de confianza durante los próximos años

Saludos cordiales.

 A handwritten signature in black ink, enclosed in a rectangular box. The signature is stylized and appears to read "A. Elduque".

Antonio Elduque
Director General

BioSystems S.A.

Sumario



QUÍMICA CLÍNICA	3
BIOQUÍMICA	4
TURBIDIMETRÍA	8
CROMATOGRAFÍA EN MICROCOLUMNA	10
PATRONES / CALIBRADORES	11
INSTRUMENTOS	12
REACTIVOS DEDICADOS	18
CONTROL DE CALIDAD	24
CONTROL DE CALIDAD INTERNO	25
CONTROL DE CALIDAD EXTERNO (PREVECAL)	26
MATERIAL DE SOPORTE	27
AUTOINMUNIDAD	28
INMUNOFLUORESCENCIA	29
ELISA	32
INSTRUMENTOS	34
SEROLOGÍA	37
SEROLOGÍA	38
ÍNDICE ALFABETICO	40

BioSystems S.A. se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso

QUÍMICA CLÍNICA



Código	Presentación	Método
ÁCIDO ÚRICO		
11821	1 x 50 mL	URICASA/PEROXIDASA <i>Patrón incluido</i> Reactivo líquido listo para el uso
11521	1 x 200 mL	
11522	1 x 500 mL	
11540	1 x 1000 mL	
ÁCIDOS BILIARES TOTALES		
12551	1 x 24 mL	CICLICO ENZIMÁTICO <i>Patrón incluido</i> Reactivos líquidos
ADENOSINA DEAMINASA (ADA)		
12754	4 x 10 mL	ADENOSINA / GLUTAMATO DESHIDROGENASA Reactivos líquidos
ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALT/GPT)		
11832	1 x 50 mL	IFCC Reactivos líquidos
11533	1 x 200 mL	
11568	1 x 500 mL	
11562	1 x 1000 mL	
ALBÚMINA		
11573	1 x 250 mL	VERDE DE BROMOCRESOL <i>Patrón incluido</i> Reactivo líquido listo para el uso
11547	2 x 250 mL	
α-AMILASA-DIRECTO		
11583	5 x 5 mL	SUBSTRATO DIRECTO Reactivo líquido listo para el uso
11550	6 x 25 mL	
α-AMILASA-EPS		
11534	1 x 40 mL	IFCC Reactivos líquidos
α-AMILASA-PANCREÁTICA		
11799	1 x 25 mL	IFCC Reactivos líquidos
ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (AST/GOT)		
11830	1 x 50 mL	IFCC Reactivos líquidos
11531	1 x 200 mL	
11567	1 x 500 mL	
11561	1 x 1000 mL	
BILIRRUBINA (DIRECTA)		
11511	4 x 50 mL	SULFANÍLICO DIAZOADO Reactivos líquidos
11545	2 x 500 mL	
BILIRRUBINA (TOTAL)		
11510	4 x 50 mL	SULFANÍLICO DIAZOADO Reactivos líquidos
11544	2 x 500 mL	
BILIRRUBINA (DIRECTA Y TOTAL)		
11515	2 + 2 x 50 mL	SULFANÍLICO DIAZOADO Reactivos líquidos
11555	500 + 500 mL	
CALCIO-ARSENAZO		
11570	1 x 200 mL	ARSENAZO III <i>Patrón incluido</i> Reactivo líquido listo para el uso
11571	1 x 500 mL	





Código	Presentación	Método
CALCIO CRESOLPHATHALEIN		
11811	1 x 200 mL	COMPLEXONE O-CRESOLPHATALEIN <i>Patrón incluido</i> Reactivos líquidos
11812	2 x 500 mL	
CALCIO-MTB		
11527	4 x 50 mL	AZUL DE METILTIMOL <i>Patrón incluido</i> Reactivos líquidos
11507	2 x 250 mL	
CITRATO		
11795	1 x 50 mL	CITRATO LIASA/MALATO DESHIDROGENASA <i>Patrón incluido</i>
COLESTEROL		
11805	1 x 50 mL	COLESTEROL OXIDASA/PEROXIDASA <i>Patrón incluido</i> Reactivo líquido listo para el uso
11505	1 x 200 mL	
11506	1 x 500 mL	
11539	1 x 1000 mL	
COLESTEROL HDL DIRECTO		
11557	1 x 80 mL	DETERGENTE Reactivos líquidos
COLESTEROL LDL DIRECTO		
11585	1 x 80 mL	DETERGENTE Reactivos líquidos
COLESTEROL HDL		
11523	2 x 50 mL + 2 x 50 mL	FOSFOTUNGSTATO/Mg ⁺² -COLESTEROL OXIDASA/ PEROXIDASA <i>Patrón incluido</i> Reactivo líquido listo para el uso
COLESTEROL HDL REACTIVO PRECIPITANTE		
11648	50 mL	FOSFOTUNGSTATO/Mg ⁺² <i>Patrón incluido</i> Reactivo líquido listo para el uso
COLESTEROL LDL REACTIVO PRECIPITANTE		
11579	20 mL	POLIVINIL SULFATO/POLIETILENGLICOL Reactivo líquido listo para el uso
COLINESTERASA (CHE)		
11588	1 x 50 mL	BUTIRILTIOCOLINA Reactivos líquidos
11589	4 x 50 mL	
CREATINA QUINASA (CK)		
11790	1 x 50 mL	IFCC Reactivos líquidos
11791	4 x 50 mL	
CREATINA QUINASA-MB (CK-MB)		
11792	1 x 50 mL	INMUNOINHIBICIÓN Reactivos líquidos

Código	Presentación	Método
CREATININA		
11802	2 x 50 mL	PICRATO ALCALINO
11502	4 x 50 mL	<i>Patrón incluido</i>
11542	1 x 1000 mL	Reactivos líquidos
DIÓXIDO DE CARBONO (CO₂)		
11558	1 x 50 mL	FOSFOENOLPIRUVATO CARBOXILASA/MALATO
11827	1 x 200 mL	DESHIDROGENASA Reactivos líquidos
ENZIMA CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA (ACE)		
12796	1 x 50 mL	FAPGG Reactivos líquidos listo para el uso
FOSFATASA ÁCIDA (FAC)		
11548	40 mL	SFBC
FOSFATASA ALCALINA (FAL)-AMP		
11592	1 x 50 mL	TAMPÓN AMP (IFCC)
11593	4 x 50 mL	Reactivos líquidos
11598	5 x 100 mL	
FOSFATASA ALCALINA (FAL)-DEA		
11590	1 x 50 mL	TAMPÓN DEA
11591	1 x 200 mL	Reactivos líquidos
11597	5 x 100 mL	
FÓSFORO		
11508	3 x 40 + 1 x 50 mL	FOSFOMOLIBDATO/UV <i>Patrón incluido</i> Reactivos líquidos
FRUCTOSA		
11794	1 x 50 mL	HEXOQUINASA/FOSFOGLUCOSA ISOMERASA <i>Patrón incluido</i> Reactivos líquidos
FRUCTOSAMINA		
11046	2 x 50 mL	NBT <i>Patrón incluido</i> Reactivo líquido listo para el uso
γ-GLUTAMILTRANSFERASA (γ-GT)		
11584	1 x 50 mL	IFCC
11520	1 x 200 mL	Reactivos líquidos
GLUCOSA		
11803	1 x 50 mL	GLUCOSA OXIDASA/PEROXIDASA
11503	1 x 200 mL	<i>Patrón incluido</i>
11504	1 x 500 mL	Reactivo líquido listo para el uso
11538	1 x 1000 mL	
GLUCOSA HEXOQUINASA		
11656	1 x 200 mL	HEXOQUINASA <i>Patrón incluido</i> Reactivo líquido
HIERRO-CROMAZUROL		
11546	4 x 50 mL	CROMAZUROL B <i>Patrón incluido</i> Reactivo líquido listo para el uso

Código	Presentación	Método
HIERRO-FERROZINA		
11509	4 x 50 mL	FERROZINA <i>Patrón incluido</i> Reactivos líquidos
CAPACIDAD DE FIJACIÓN DE HIERRO		
11554	50 tests	Fe ³⁺ /MAGNESIO HIDROXICARBONATO
LACTATO DESHIDROGENASA (LDH)		
11580	1 x 50 mL	PIRUVATO
11581	1 x 200 mL	Reactivos líquidos
LACTATO DESHIDROGENASA (LDH)-IFCC		
11586	1 x 50 mL	IFCC
11587	1 x 200 mL	Reactivos líquidos
LIPASA		
11793	1 x 60 mL	COLOR <i>Patrón incluido</i> Reactivos Líquidos
MAGNESIO		
11797	4 x 50 mL	AZUL DE XILIDILO <i>Patrón incluido</i> Reactivo líquido listo para el uso
PROTEÍNA (TOTAL)		
11800	1 x 50 mL	BIURET
11572	1 x 250 mL	<i>Patrón incluido</i>
11500	2 x 250 mL	Reactivo líquido listo para el uso
11553	1 x 1000 mL	
PROTEÍNA (ORINA+LCR)		
11501	4 x 50 mL	ROJO DE PIROGALOL
11559	2 x 250 mL	<i>Patrón incluido</i> Reactivo líquido listo para el uso
TRIGLICÉRIDOS		
11828	1 x 50 mL	GLICEROL FOSFATO OXIDASA/PEROXIDASA
11528	4 x 50 mL	<i>Patrón incluido</i>
11529	2 x 250 mL	Reactivo líquido listo para el uso
UREA/BUN-COLOR		
11536	4 x 50 mL	UREA/SALICILATO
11537	2 x 250 mL	<i>Patrón incluido</i> Reactivos líquidos
UREA/BUN-UV		
11516	4 x 50 mL	UREA/DESHIDROGENASA GLUTAMATO
11517	2 x 250 mL	<i>Patrón incluido</i>
11541	1 x 1000 mL	Reactivos líquidos
ZINC		
12526	1 x 50 mL	BROMO-PAPS <i>Patrón incluido</i> Reactivos líquidos

