

Pointcare® M4


Analizador Bioquímico de Química Seca por perfiles

- Analizador de química seca por perfiles.
- Resultados automáticos en 10 minutos.
- Muestras válidas sangre y suero sin pre tratamiento.
- Muestra mínima 100 µl.
- De 7 a 17 parámetros en 1 sólo disco de medida.
- Sistema sencillo de análisis en sólo 3 pasos:
 - ✓ pipeteo de muestra sobre el disco
 - ✓ insertar disco y
 - ✓ lanzar la medida

MNCHIP




Incluir la muestra



Insertar el disco en el analizador



Leer los resultados



Parámetros

Paneles	Menú de Tests
Función renal y hepática	TP ALB GLO* A/G* TBIL ALT AST GGT CRE UREA GLU
Electrolitos	K+ Na+ Cl CO ₂ Ca ²⁺ Mg ²⁺ P
Función hepática	TP ALB GLO* A/G* TBIL DBIL IBIL* ALT AST GGT ALP
Función renal	ALB CRE UREA UA CO ₂ Ca ²⁺ Mg ²⁺ P
Glucosa y lípidos	GLU TG CHOL HDL-C LDL-C* GSP
Enzima cardiacas	AST CK CK-MB LDH a-HBDH
Química General 1	TP ALB GLO* A/G* TBIL DBIL IBIL* ALT AST CRE UREA UA GLU TG CHOL HDL-C LDL-C*
Química General 11	K+ Na+ c1- co2 GLU CRE UREA AMY
Emergencia clínica	AST CK CK-MB LDH -HBDH CRE UA K+ Na+ Cl CO ₂ GLU AMY

*valor calculado, no medido