




## Desinfectador de Mascarillas por calor

Ref. **SRW 115 SMART-POLEKO**




Este modelo es una estufa adaptada para las recomendaciones de uso como desinfectadora para mascarillas. Incluye los accesorios de soporte apropiados para que el calor llegue a todas y cada una de ellas, sean de tipo quirúrgico o FFP2/FFP3. Además dispone de programación de protocolos, donde se puede disponer del conjunto de parámetros recomendados por instituciones europeas y americanas para esta aplicación; temperaturas entre 65-70 °C durante mínimo 30 minutos.



- Programa para mascarillas , ya memorizado de fabrica en el panel de control táctil
- Ciclo de corta duración ( 1 hora )
- Volumen 115 litros
- Alto Nº mascarillas desinfectadas a la vez , gracias al sistema de optimización del espacio útil mediante estantes especiales:
- 72 mascarillas quirúrgicas
- 81 mascarillas PFP2/ FP3
- Cierre de la puerta de seguridad al empezar el programa



9 mascarillas FFP2/3  
3 racks por estante  
27 mascarillas



24 mascarillas SURGICAL  
1 rack por estante