

TORRE DE ESTERILIZACIÓN UV PARA ESPACIOS CLÍNICOS UVM-1010

La radiación UV-C es germicida de manera natural sobre Bacterias, Virus, Esporas, Hongos y ácaros, evitando su crecimiento y proliferación.



Ventajas de la Esterilización UV:

- * Ratio coste/beneficio mejor
- * Ecológico
- * Menor riesgo químico para usuarios
- * Mayor espectro de microorganismos eliminados

Resumen Técnico

- * 4 Lámparas 30W Philips UV_C
- * Chasis de acero inoxidable
- * Reflector en lámina de aluminio
- * Tiempo de desinfección: 1/2h para 20m2
- * Temporizador y retraso al inicio
- * Sensor de movimiento: la lámpara UV se desconecta inmediatamente al detectar movimiento en el área
- * Ruedas en la base
- * Lámparas de vida media 9000 horas
- * 2 metros de cable a la red
- * Dimensiones: 140x50x50cm (Alt x Anch x Prof)
- * Certificado CE