

Contenedor 100-150 ml Tapa blanca. Estéril "A". Envase unitario

Referencia: **FRM100EU**
Cod. Distribución: 457325503201
Marca: Soria Genlab®
Fabrica: FL Medical s.r.l. Unipersonale



DESCRIPCIÓN

Contenedor para recogida y transporte de muestras, de polipropileno translúcido, 55 mm. de diámetro, 70 mm. de longitud y 100 ml. de capacidad nominal, con tapa a rosca color natural, y estéril tipo "A", y en envase unitario.

- Para un solo uso

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Material / Composición:

- Contenedor: Polipropileno translúcido (PP).
- Tapa: Polietileno de baja densidad, de color blanco.

Dimensiones:

- Diámetro del contenedor: 55 mm.
- Longitud del contenedor: 70 mm.
- Capacidad del contenedor: 100 ml.
- Diámetro de la tapa: 55 mm.

Conservación: Temperatura ambiente.

Presentación: Bolsa de 300 unidades envasadas individualmente, con instrucciones de uso impresas en cada bolsa.



ESPECIFICACIONES DEL EMBALAJE / DATOS LOGÍSTICOS

Unidades Totales contenidas: 300

Etiquetado:

- Referencia Comercial y Denominación del Producto
- Unidades contenidas
- Fecha de Caducidad y Número de Lote
- Simbología: CE / IVD / No Reutilizable / Estéril "A"
- Código GS1-128
- Distribuidor y Marca Comercial
- Datos del Fabricante

Dimensiones:

- Medidas: 59,5 x 40 x 44 cm.
- Peso: 5,3 Kg.

Códigos GTIN:

EAN13 (unitario): 8430484250882