

Vaso recogida orina + Tubo 16x100 fondo redondo grueso + Tapón Blanco traslúcido sin ensamblar + Etiqueta. Bolsa unitaria. Producido en sala blanca ISO 7

Referencia: **SRO-1-10G**
Cod. Distribución: 453225RO110G
Marca: Soria Genlab®
Fabrica: Akralab S.L.

DESCRIPCIÓN

Sistema de Recogida de Orina (SRO), para el transporte de muestras de orina, compuesto por: un vaso de polipropileno de 100 ml., un tubo de poliestireno cristalino transparente de 16 mm. de diámetro, 100 mm. de longitud y 10 ml. de capacidad nominal y fondo redondo grueso, con un tapón a presión de polietileno de color blanco traslúcido sin ensamblar. Bolsa unitaria.

- Para un solo uso.

Producido en sala blanca ISO 7.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Material / Composición:

- Vaso: Polipropileno
- Tubos: Poliestireno cristalino transparente
- Tapones: Polietileno de baja densidad
- Etiqueta: Papel

Dimensiones:

- Vaso: 100 ml. (Diámetro: 55 mm. / Longitud: 70 mm.)
- Tubo: 10 ml. (Diámetro: 16 mm. / Longitud: 100 mm.)
- Diámetro del Tapón: 16 mm.
- Etiqueta: 65 x 35 mm.

Conservación: Temperatura ambiente.

Presentación: Caja con 200 kits (vaso + tubo + tapón, en bolsa unitaria con instrucciones de uso impresas).



ESPECIFICACIONES DEL EMBALAJE / DATOS LOGÍSTICOS

Unidades Totales contenidas: 200

Etiquetado:

- Referencia Comercial y Denominación del Producto
- Unidades contenidas
- Fecha de Caducidad y Número de Lote
- Simbología: CE / IVD / No Reutilizable
- Código GS1-128
- Datos del Fabricante y Marca Comercial

Dimensiones:

- Medidas: 35 x 58 x 40 cm.
- Peso: 4,7 Kg.

Códigos GTIN:

EAN13 (unitario): **8430484251247**

AX: 8430484251216