

Vaso recogida orina + Tubo 16x100 fondo redondo + Tapón blanco sin ensamblar + etiqueta. Estéril "A"

Referencia: **SRO-1-11**
Cod. Distribución: 453225SRO111
Marca: Soria Genlab®
Fabrica: Akralab

DESCRIPCIÓN

Sistema de Recogida de Orina (SRO), para el transporte de muestras de orina, compuesto por: un Vaso de polipropileno de 100 ml., un Tubo de poliestireno cristalino transparente de 16 mm. de diámetro, 100 mm. de longitud y 10 ml. de capacidad nominal y fondo redondo, un Tapón a presión de polietileno de color blanco sin ensamblar, y una Etiqueta para datos del paciente.

- Para un solo uso

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO**Material / Composición:**

- Vaso: Polipropileno
- Tubo: Poliestireno cristalino transparente
- Tapón: Polietileno de baja densidad
- Etiqueta: Papel adhesivo

Dimensiones:

- Vaso: 100 ml. (Diámetro: 55 mm. / Longitud: 70 mm.)
- Tubo: 10 ml. (Diámetro: 16 mm. / Longitud: 100 mm.)
- Diámetro del Tapón: 16 mm.
- Etiqueta: 65 x 35 mm.

Conservación: Temperatura ambiente.

Presentación: Caja con 200 kits (vaso + tubo + tapón + etiqueta, en bolsa con instrucciones de uso impresas)

**ESPECIFICACIONES DEL EMBALAJE / DATOS LOGÍSTICOS**

Unidades Totales contenidas: 200

Etiquetado:

- Referencia Comercial y Denominación del Producto
- Unidades contenidas
- Fecha de Caducidad y Número de Lote
- Simbología: CE / IVD / No Reutilizable
- Código GS1-128
- Datos del Fabricante y Marca Comercial

Dimensiones:

- Medidas: 35 x 58 x 40 cm.
- Peso: 4,7 Kg.

Códigos GTIN:

EAN13 (unitario): 8430484251254