

## Vaso recogida orina + Tubo 16x100 fondo cónico enrasado + Tubo 16x100 fondo redondo + 2 tapones blancos sin ensamblar + 2 etiquetas. Estéril "A"

Referencia: **SRO-1-28**  
 Cod. Distribución: 453225SRO128  
 Marca: Soria Genlab®  
 Fabrica: Akralab



### DESCRIPCIÓN

Sistema de Recogida de Orina (SRO), para el transporte de muestras de orina, compuesto por: un Vaso de polipropileno de 100 ml., dos Tubos de poliestireno cristalino transparente de 16 mm. de diámetro, 100 mm. de longitud y 10 ml. de capacidad nominal, uno con enrasado y fondo cónico, y otro con fondo redondo, dos tapones a presión de polietileno color natural sin ensamblar, y dos Etiquetas para datos del paciente.

- Para un solo uso.

### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

#### Material / Composición:

- Vaso: Polipropileno
- Tubo: Poliestireno cristalino transparente
- Tapón: Polietileno de baja densidad
- Etiqueta: Papel adhesivo

#### Dimensiones:

- Vaso: 100 ml. (Diámetro: 55 mm. / Longitud: 70 mm.)
- Tubos: 10 ml. (Diámetro: 16 mm. / Longitud: 100 mm.)
- Diámetro de los tapones: 16 mm.
- Etiqueta: 65 x 35 mm.

**Conservación:** Temperatura ambiente.

**Presentación:** Caja con 200 kits (vaso + tubo cónico + tubo redondo + tapones + etiquetas, en bolsa con instrucciones de uso impresas).



### ESPECIFICACIONES DEL EMBALAJE / DATOS LOGÍSTICOS

**Unidades Totales contenidas:** 200

#### Etiquetado:

- Referencia Comercial y Denominación del Producto
- Unidades contenidas
- Fecha de Caducidad y Número de Lote
- Simbología: CE / IVD / No Reutilizable
- Código GS1-128
- Datos del Fabricante y Marca Comercial

#### Dimensiones:

- Medidas: 35 x 58 x 40 cm.
- Peso: 4,7 Kg.

#### Códigos GTIN:

EAN13 (unitario): 8430484251353