

**Vaso recogida orina + Tubo 16x100 fondo cónico engrasado + Tubo 16x100 fondo redondo + 2 tapones blanco traslúcido sin ensamblar. Bolsa unitaria. Producido en sala blanca ISO 7.**

Referencia: **SRO-1-29**  
Cod. Distribución: 453225SRO129  
Marca: Soria Genlab®  
Fabrica: Akralab S.L.



## DESCRIPCIÓN

Sistema de Recogida de Orina (SRO), para el transporte de muestras de orina, compuesto por: un vaso de polipropileno de 100 ml., dos tubos de poliestireno cristalino transparente de 16 mm. de diámetro, 100 mm. de longitud y 10 ml. de capacidad nominal, uno con engrasado y fondo cónico, y otro con fondo redondo, con dos tapones a presión de polietileno color blanco sin ensamblar. Bolsa unitaria.

- Para un solo uso.

Producido en sala blanca ISO 7.

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### Material / Composición:

- Vaso: Polipropileno
- Tubos: Poliestireno cristalino transparente
- Tapones: Polietileno de baja densidad

### Dimensiones:

- Vaso: 100 ml. (Diámetro: 55 mm. / Longitud: 70 mm.)
- Tubos: 10 ml. (Diámetro: 16 mm. / Longitud: 100 mm.)
- Diámetro de los Tapones: 16 mm.

**Conservación:** Temperatura ambiente.

**Presentación:** Caja con 200 kits (vaso + tubo + tapón, en bolsa unitaria con instrucciones de uso impresas).

## ESPECIFICACIONES DEL EMBALAJE / DATOS LOGÍSTICOS

**Unidades Totales contenidas:** 200

### Etiquetado:

- Referencia Comercial y Denominación del Producto
- Unidades contenidas
- Fecha de Caducidad y Número de Lote
- Simbología: CE / IVD / No Reutilizable
- Código GS1-128
- Datos del Fabricante y Marca Comercial

### Dimensiones:

- Medidas: 35 x 58 x 40 cm.
- Peso: 4,7 Kg.

### Códigos GTIN:

EAN13 (unitario): 8430484251346