

Vaso recogida orina + 2 Tubos 16x100 redondos + 2 Tapones Blancos sin ensamblar. Estéril "A"

Referencia: **SRO-1-3**
Cod. Distribución: 4532250SRO13
Marca: Soria Genlab®
Fabrica: Akralab



DESCRIPCIÓN

Sistema de Recogida de Orina (SRO), para el transporte de muestras de orina, compuesto por: un Vaso de polipropileno de 100 ml., dos Tubos de poliestireno cristalino transparente de 16 mm. de diámetro, 100 mm. de longitud y 10 ml. de capacidad nominal y fondo redondo, con dos Tapones a presión de polietileno color blanco sin ensamblar.

- Para un solo uso.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Material / Composición:

- Vaso: Polipropileno
- Tubos: Poliestireno cristalino transparente
- Tapones: Polietileno de baja densidad

Dimensiones:

- Vaso: 100 ml. (Diámetro: 55 mm. / Longitud: 70 mm.)
- Tubo: 10 ml. (Diámetro: 16 mm. / Longitud: 100 mm.)
- Diámetro del Tapón: 16 mm.

Conservación: Temperatura ambiente.

Presentación: Caja con 200 kits (vaso + tubos + tapones, en bolsa con instrucciones de uso impresas).

ESPECIFICACIONES DEL EMBALAJE / DATOS LOGÍSTICOS

Unidades Totales contenidas: 200

Etiquetado:

- Referencia Comercial y Denominación del Producto
- Unidades contenidas
- Fecha de Caducidad y Número de Lote
- Simbología: CE / IVD / No Reutilizable
- Código GS1-128
- Datos del Fabricante y Marca Comercial

Dimensiones:

- Medidas: 35 x 58 x 40 cm.
- Peso: 4,7 Kg.

Códigos GTIN:

EAN13 (unitario): 8430484251384