

**Vaso recogida orina + 2 Tubos 16x100 cónicos
enrasados + Tapón blanco sin ensamblar + Tapón
rojo sin ensamblar. Estéril "A"**

Referencia: **SRO-1-30**
Cod. Distribución: 453225SRO130
Marca: Soria Genlab®
Fabrica: Akralab

DESCRIPCIÓN

Sistema de Recogida de Orina (SRO), para el transporte de muestras de orina, compuesto por: un Vaso de polipropileno de 100 ml., dos Tubos de poliestireno cristalino transparente de 16 mm. de diámetro, 100 mm. de longitud y 10 ml. de capacidad nominal, con enrasado y fondo cónico, con dos Tapones a presión de polietileno, uno de color blanco, y otro de color rojo, ambos sin ensamblar.

- Para un solo uso.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO**Material / Composición:**

- Vaso: Polipropileno
- Tubos: Poliestireno cristalino transparente
- Tapones: Polietileno de baja densidad

Dimensiones:

- Vaso: 100 ml. (Diámetro: 55 mm. / Longitud: 70 mm.)
- Tubos: 10 ml. (Diámetro: 16 mm. / Longitud: 100 mm.)
- Diámetro de los tapones: 16 mm.

Conservación: Temperatura ambiente.

Presentación: Caja con 200 kits (vaso + tubos + tapones, en bolsa con instrucciones de uso impresas).

**ESPECIFICACIONES DEL EMBALAJE /
DATOS LOGÍSTICOS**

Unidades Totales contenidas: 200

Etiquetado:

- Referencia Comercial y Denominación del Producto
- Unidades contenidas
- Fecha de Caducidad y Número de Lote
- Simbología: CE / IVD / No Reutilizable
- Código GS1-128
- Datos del Fabricante y Marca Comercial

Dimensiones:

- Medidas: 35 x 58 x 40 cm.
- Peso: 4,7 Kg.

Códigos GTIN:

EAN13 (unitario): 8430484251360