

Vaso recogida orina + Tubo 16x100 fondo redondo con comprimido estabilizante + Tapón azul ensamblado + Tubo 16x100 fondo redondo + Tapón Blanco sin ensamblar + 2 etiquetas. Estéril "A"

Referencia: **SRO-1-36**
Cod. Distribución: 453225SRO136
Marca: Soria Genlab®
Fabrica: Akralab

DESCRIPCIÓN

Sistema de Recogida de Orina (SRO), para el transporte y la conservación de muestras de orina, compuesto por: un Vaso de polipropileno de 100 ml, dos Tubos de poliestireno cristalino transparente de 16 mm. de diámetro, 100 mm. de longitud y 10 ml. de capacidad nominal y fondo redondo, (uno de ellos con comprimido estabilizante de 150 mg. y tapón de polietileno de color azul ensamblado a presión, estéril tipo "A"), un Tapón a presión de polietileno color blanco sin ensamblar y dos Etiquetas para datos del paciente.

- Para un solo uso

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Material / Composición:

- Vaso: Polipropileno
- Tubo: Poliestireno cristalino transparente
- Tapón: Polietileno de baja densidad
- Comprimido estabilizante (150 mg.):
65% ácido bórico, 35% formiato sódico
- Etiqueta: Papel adhesivo

Dimensiones:

- Vaso: 100 ml. (Diámetro: 55 mm. / Longitud: 70 mm.)
- Tubos: 10 ml. (Diámetro: 16 mm. / Longitud: 100 mm.)
- Diámetro de los tapones: 16 mm.
- Etiqueta: 65 x 35 mm.

Conservación: Temperatura ambiente.

Presentación: Caja con 200 kits (vaso + tubo ensamblado con comprimido + tubo + tapón + etiquetas, en bolsa con instrucciones de uso y precauciones del comprimido impresas).



ESPECIFICACIONES DEL EMBALAJE / DATOS LOGÍSTICOS

Unidades Totales contenidas: 200

Etiquetado:

- Referencia Comercial y Denominación del Producto
- Unidades contenidas
- Fecha de Caducidad y Número de Lote
- Simbología: CE / IVD / No Reutilizable
- Código GS1-128
- Datos del Fabricante y Marca Comercial

Dimensiones:

- Medidas: 35 x 58 x 40 cm.
- Peso: 4,7 Kg.

Códigos GTIN:

EAN13 (unitario): 8430484251377