

Vaso recogida orina + Tubo 16x100 fondo redondo con comprimido estabilizante y tapón azul ensamblado + Tubo 16x100 fondo redondo y tapón amarillo ensamblado. Bolsa unitaria. Producido en sala blanca ISO 7.

Referencia: **SRO-1-44**
Cod. Distribución: 453225SRO144
Marca: Soria Genlab®
Fabrica: Akralab, S.L.



DESCRIPCIÓN

Sistema de Recogida de Orina (SRO), para el transporte y la conservación de muestras de orina, compuesto por: un vaso de polipropileno de 100 ml., dos tubos de poliestireno cristalino transparente de 16 mm. de diámetro, 100 mm. de longitud y 10 ml. de capacidad nominal, y fondo redondo, uno con comprimido estabilizante de 150 mg. y tapón de polietileno de color azul y otro con tapón de polietileno de color amarillo, ambos ensamblados a presión. Bolsa unitaria.

- Para un solo uso

Producido en sala blanca ISO 7.



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Material / Composición:

- Vaso: Polipropileno
- Tubos: Poliestireno cristalino transparente
- Tapones: Polietileno de baja densidad
- Comprimido estabilizante (150 mg.): 65% ácido bórico, 35% formiato sódico

Dimensiones:

- Vaso: 100 ml. (Diámetro: 55 mm. / Longitud: 70 mm.)
- Tubos: 10 ml. (Diámetro: 16 mm. / Longitud: 100 mm.)
- Diámetro de los tapones: 16 mm.

Conservación: Temperatura ambiente.

Presentación: Caja con 200 kits (vaso + tubos ensamblados, uno con comprimido, en bolsa unitaria con instrucciones de uso y precauciones del comprimido impresas).

ESPECIFICACIONES DEL EMBALAJE / DATOS LOGÍSTICOS

Unidades Totales contenidas: 200

Etiquetado:

- Referencia Comercial y Denominación del Producto
- Unidades contenidas
- Fecha de Caducidad y Número de Lote
- Simbología: CE / IVD / No Reutilizable
- Código GS1-128
- Datos del Fabricante y Marca Comercial

Dimensiones:

- Medidas: 35 x 58 x 40 cm.
- Peso: 4,7 Kg.

Códigos GTIN:

EAN13 (unitario): 8430484251322