

## Vaso recogida orina + Tubo 16x100 fondo redondo + Tapón rojo sin ensamblar + Etiqueta. Bolsa unitaria. Producido en sala blanca ISO 7.

Referencia: **SRO-1-50**  
Cod. Distribución: 453225SRO150  
Marca: Soria Genlab®  
Fabrica: Akralab, S.L.

### DESCRIPCIÓN

Sistema de Recogida de Orina (SRO), para el transporte de muestras de orina, compuesto por: un vaso de polipropileno de 100 ml., un tubo de poliestireno cristalino transparente de 16 mm. de diámetro, 100 mm. de longitud, 10 ml de capacidad nominal y fondo redondo y tapón a presión de polietileno de color rojo sin ensamblar y una etiqueta para datos del paciente.

- Para un solo uso

Producido en sala blanca ISO 7.

### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

#### Material / Composición:

- Vaso: Polipropileno
- Tubo: Poliestireno cristalino transparente
- Tapón: Polietileno de baja densidad
- Etiqueta: Papel adhesivo

#### Dimensiones:

- Vaso: 100 ml. (Diámetro: 55 mm. / Longitud: 70 mm.)
- Tubo: 10 ml. (Diámetro: 16 mm. / Longitud: 100 mm.)
- Diámetro del Tapón: 16 mm.
- Etiqueta: 65 x 35 mm.

**Conservación:** Temperatura ambiente.

**Presentación:** Caja con 200 kits (vaso + tubo + tapón + etiqueta, en bolsa unitaria con instrucciones de uso impresas)



### ESPECIFICACIONES DEL EMBALAJE / DATOS LOGÍSTICOS

**Unidades Totales contenidas:** 200

#### Etiquetado:

- Referencia Comercial y Denominación del Producto
- Unidades contenidas
- Fecha de Caducidad y Número de Lote
- Simbología: CE / IVD / No Reutilizable
- Código GS1-128
- Datos del Fabricante y Marca Comercial

#### Dimensiones:

- Medidas: 35 x 58 x 40 cm.
- Peso: 4,7 Kg.

#### Códigos GTIN:

EAN13 (unitario): 8430484251223