

Vaso recogida orina + Tubo 17x105 fondo cónico enrasado + Tapón blanco sin ensamblar + Etiqueta. Estéril "A"

Referencia: **SRO-1-9**
 Cod. Distribución: 4532250SRO19
 Marca: Soria Genlab®
 Fabrica: Akralab



DESCRIPCIÓN

Sistema de Recogida de Orina (SRO), para el transporte de muestras de orina, compuesto por: un Vaso de polipropileno de 100 ml., un Tubo de poliestireno cristalino transparente de 17 mm. de diámetro, 105 mm. de longitud y 12 ml. de capacidad nominal, con enrasado y fondo cónico, un Tapón a presión de polietileno de color blanco sin ensamblar, y una Etiqueta para datos del paciente.

- Para un solo uso.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Material / Composición:

- Vaso: Polipropileno
- Tubo: Poliestireno cristalino transparente
- Tapón: Polietileno de baja densidad
- Etiqueta: Papel adhesivo

Dimensiones:

- Vaso: 100 ml. (Diámetro: 55 mm. / Longitud: 70 mm.)
- Tubo: 12 ml. (Diámetro: 17 mm. / Longitud: 105 mm.)
- Diámetro del Tapón: 17 mm.
- Etiqueta: 65 x 35 mm.

Conservación: Temperatura ambiente.

Presentación: Caja con 200 kits (vaso + tubo + tapón + etiqueta, en bolsa con instrucciones de uso impresas).

ESPECIFICACIONES DEL EMBALAJE / DATOS LOGÍSTICOS

Unidades Totales contenidas: 200

Etiquetado:

- Referencia Comercial y Denominación del Producto
- Unidades contenidas
- Fecha de Caducidad y Número de Lote
- Simbología: CE / IVD / No Reutilizable
- Código GS1-128
- Datos del Fabricante y Marca Comercial

Dimensiones:

- Medidas: 35 x 58 x 40 cm.
- Peso: 4,7 Kg.

Códigos GTIN:

EAN13 (unitario): 8430484251261