



Tubo 3 ml de 11x70 mm con tapón blanco traslúcido ensamblado.

Referencia: **T1111**
Cod. Distribución: 4532250T1111
Marca: Soria Genlab®
Fabrica: Akralab S.L.



DESCRIPCIÓN

Tubo de poliestireno cristalino transparente, de 11 mm. de diámetro, 70 mm. de longitud y 3 ml. de capacidad nominal, fondo redondo, con tapón a presión de polietileno color blanco traslúcido de 11 mm. de diámetro.

- Para un solo uso

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Material / Composición:

- Tubo: Poliestireno cristalino transparente (PS).
- Tapón: Polietileno de baja densidad.

Dimensiones:

- Diámetro del tubo: 11 mm.
- Longitud del tubo: 70 mm.
- Capacidad del tubo: 3 ml.
- Diámetro del tapón: 11 mm.

Conservación: Temperatura ambiente.

Presentación: Bolsa con 250 unidades.

ESPECIFICACIONES DEL EMBALAJE / DATOS LOGÍSTICOS

Unidades Totales contenidas: 250

Etiquetado:

- Referencia Comercial y Denominación del Producto
- Unidades contenidas
- Fecha de Caducidad y Número de Lote
- Simbología: No Reutilizable
- Código GS1-128
- Datos del Fabricante y Marca Comercial

Dimensiones:

- Medidas: 30 x 5 x 30 cm.
- Peso: 0,82 Kg.

Códigos GTIN:

EAN13 (unitario): 8430484251445

En AX 2 EAN... 8430484275465