

## Tubo 5 ml de 13x75 mm sin tapón. No estéril

Referencia: **T1310**  
Cod. Distribución: 4532250T1310  
Marca: Soria Genlab®  
Fabrica: Akralab S.L.

### DESCRIPCIÓN

Tubo de poliestireno cristalino transparente, de 13 mm. de diámetro, 75 mm. de longitud y 5 ml. de capacidad nominal, fondo redondo, y no estéril.

- Para un solo uso

### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

#### Material / Composición:

- Poliestireno cristalino transparente (PS)

#### Dimensiones:

- Diámetro del tubo: 13 mm.
- Longitud del tubo: 75 mm.
- Capacidad del tubo: 5 ml.

**Conservación:** Temperatura ambiente.

**Presentación:** Caja con 16 bolsas de 250 unidades cada una.



### ESPECIFICACIONES DEL EMBALAJE / DATOS LOGÍSTICOS

**Unidades Totales contenidas:** 4.000

#### Etiquetado:

- Referencia Comercial y Denominación del Producto
- Unidades contenidas
- Fecha de Caducidad y Número de Lote
- Simbología: CE / IVD / No Reutilizable
- Código GS1-128
- Datos del Fabricante y Marca Comercial

#### Dimensiones:

- Medidas: 34 x 46 x 34 cm.
- Peso: 13 Kg.

#### Códigos GTIN:

EAN13 (unitario): 8430484251469