



**Contenedor 100-150 ml Tapa blanca.  
Fabricado en sala blanca ISO 8.**

Referencia: Cod. **FRM100**  
Distribución: 457325025033  
Cód. Fabricante: 25033-350FSM  
Marca: Soria Genlab®  
Fabrica: FL Medical s.r.l. Unipersonale

**DESCRIPCIÓN**

Contenedor para recogida y transporte de muestras, de polipropileno translúcido, 55 mm. de diámetro, 70 mm. de longitud y 100 ml de capacidad nominal, con tapa a rosca color natural.

**Fabricado en sala blanca ISO 8.**

- Para un solo uso

**ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO**

**Material / Composición:**

- Contenedor: Polipropileno translúcido (PP).
- Tapa: Polietileno de baja densidad, de color blanco.

**Dimensiones:**

- Diámetro del contenedor: 55 mm.
- Longitud del contenedor: 70 mm.
- Capacidad del contenedor: 100 ml.
- Diámetro de la tapa: 55 mm.

**Conservación:** Temperatura ambiente.

**Presentación:** Bolsa de 350 unidades a granel



**ESPECIFICACIONES DEL EMBALAJE / DATOS LOGÍSTICOS**

**Unidades Totales contenidas:** 350

**Etiquetado:**

- Referencia Comercial y Denominación del Producto
- Unidades contenidas
- Fecha de Caducidad y Número de Lote
- Simbología: CE / IVD / No Reutilizable
- Código GS1-128
- Distribuidor y Marca Comercial
- Datos del Fabricante

**Dimensiones:**

- Medidas: 59,5 x 40 x 44 cm.
- Peso: 7 Kg.

**Códigos GTIN:**

EAN13 (unitario): 8430484250912