



**akralab**  
one point, all solutions.

## FICHA TÉCNICA

**id:**  
**FRM100EU**

Fecha: abril 2023  
Revisión: V.2  
Página: 1 de 1

### Contenedor 100-150 ml Tapa blanca. Envase unitario. Fabricado en sala blanca ISO 8.

Referencia: **FRM100EU**  
Cód. Distribución: 457325503201  
Cód. Fabricante: 2503201-300FSM  
Marca: Soria Genlab®  
Fabrica: FL Medical s.r.l. Unipersonale



#### DESCRIPCIÓN

Contenedor para recogida y transporte de muestras, de polipropileno translúcido, 55 mm. de diámetro, 70 mm. de longitud y 100 ml. de capacidad nominal, con tapa a rosca color natural y en envase unitario.

**Fabricado en sala blanca ISO 8.**

- Para un solo uso

#### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

##### Material / Composición:

- Contenedor: Polipropileno translúcido (PP).
- Tapa: Polietileno de baja densidad, de color blanco.

##### Dimensiones:

- Diámetro del contenedor: 55 mm.
- Longitud del contenedor: 70 mm.
- Capacidad del contenedor: 100 ml.
- Diámetro de la tapa: 55 mm.

**Conservación:** Temperatura ambiente.

**Presentación:** Bolsa de 300 unidades envasadas individualmente, con instrucciones de uso impresas en cada bolsa.



#### ESPECIFICACIONES DEL EMBALAJE / DATOS LOGÍSTICOS

**Unidades Totales contenidas:** 300

##### Etiquetado:

- Referencia Comercial y Denominación del Producto
- Unidades contenidas
- Fecha de Caducidad y Número de Lote
- Simbología: CE / IVD / No Reutilizable
- Código GS1-128
- Distribuidor y Marca Comercial
- Datos del Fabricante

##### Dimensiones:

- Medidas: 59,5 x 40 x 44 cm.
- Peso: 5,3 Kg.

##### Códigos GTIN:

EAN13 (unitario): 8430484250882