

**Contenedor 60 ml Tapa blanca. Envase unitario.
Fabricado en sala blanca ISO 8.**

Referencia: **FRM60E**
Cod. Distribución: 457325518201
Cód. Producción: 2518201-600FSM
Marca: Soria Genlab®
Fabrica: FL Medical s.r.l. Unipersonale

DESCRIPCIÓN

Contenedor para recogida y transporte de muestras, de polipropileno translúcido, 35 mm. de diámetro, 65 mm. de longitud y 60 ml. de capacidad nominal, con tapa a rosca color blanco. Envase unitario.

Fabricado en sala blanca ISO 8.

- Para un solo uso

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Material / Composición:

- Contenedor: Polipropileno translúcido (PP).
- Tapa: Polietileno de baja densidad, de color blanco.

Dimensiones:

- Diámetro del contenedor: 35 mm.
- Longitud del contenedor: 65 mm.
- Capacidad del contenedor: 60 ml.
- Diámetro de la tapa: 35 mm.

Conservación: Temperatura ambiente.

Presentación: Caja de 600 unidades envasadas individualmente, con instrucciones de uso impresas en cada bolsa.



ESPECIFICACIONES DEL EMBALAJE / DATOS LOGÍSTICOS

Unidades Totales contenidas: 600

Etiquetado:

- Referencia Comercial y Denominación del Producto
- Unidades contenidas
- Fecha de Caducidad y Número de Lote
- Simbología: CE / IVD / No Reutilizable.
- Código GS1-128
- Distribuidor y Marca Comercial
- Datos del Fabricante

Dimensiones:

- Medidas: 59,5 x 40 x 44 cm.
- Peso: 15 Kg.

Códigos GTIN:

EAN13 (unitario): 8430484250851