

Placa Petri 90x16,2 mm. Estéril "A"

Referencia: **P101**
Cod. Distribución: 457325029042
Marca: Soria Genlab®
Fabrica: FL Medical s.r.l. Unipersonale

**DESCRIPCIÓN**

Placa Petri de poliestireno cristalino translúcido, de 90 mm. de diámetro y 16,2 mm. de altura, con tapa provistade tres nervaduras que permiten la ventilación del cultivo, y estéril tipo "A".

- Apilable y para un solo uso

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO**Material / Composición:**

- Poliestireno cristalino translúcido (PS).

Dimensiones:

- Diámetro de la placa: 90 mm.
- Altura de la placa: 16,2 mm.

Conservación: Temperatura ambiente.

Presentación: Caja con 24 bolsas de 20 unidades cada una (herméticamente selladas)

**ESPECIFICACIONES DEL EMBALAJE / DATOS LOGÍSTICOS**

Unidades Totales contenidas: 480

Etiquetado:

- Referencia Comercial y Denominación del Producto
- Unidades contenidas
- Fecha de Caducidad y Número de Lote
- Simbología: No Reutilizable /Estéril "A"
- Código GS1-128
- Distribuidor y Marca Comercial
- Datos del Fabricante

Dimensiones:

- Medidas: 34 x 61 x 41 cm.
- Peso: 9,5 Kg.

Códigos GTIN:

EAN13 (unitario): 8430484240357