

Tubo 13x75 mm sin tapón. No Estéril

Referencia: **T1310**
Cod. Distribución: 4532250T1310
Marca: Soria Genlab®
Fabrica: Akralab

DESCRIPCIÓN

Tubo de poliestireno cristalino transparente, de 13 mm. de diámetro, 75 mm. de longitud y 5 ml. de capacidad nominal, fondo redondo, y no estéril.

- Para un solo uso

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Material / Composición:

- Poliestireno cristalino transparente (PS)

Dimensiones:

- Diámetro del tubo: 13 mm.
- Longitud del tubo: 75 mm.
- Capacidad del tubo: 5 ml.

Conservación: Temperatura ambiente.

Garantía de Calidad:

- ISO 9001:2015
- ISO 14001:2015

Presentación: Caja con 16 bolsas de 250 unidades cada una



ESPECIFICACIONES DEL EMBALAJE / DATOS LOGÍSTICOS

Unidades Totales contenidas: 4.000

Etiquetado:

- Referencia Comercial y Denominación del Producto
- Unidades contenidas
- Fecha de Caducidad y Número de Lote
- Simbología: CE / IVD / No Reutilizable
- Código GS1-128
- Datos del Fabricante y Marca Comercial

Dimensiones:

- Medidas: 34 x 46 x 34 cm.
- Peso: 13 Kg.

Códigos GTIN:

EAN13 (unitario): 8430484251469