

## Tubo 13x75 mm con tapón Blanco. Estéril "A"

Referencia: **T1311E**  
Cod. Distribución: 453225T1311E  
Marca: Soria Genlab®  
Fabrica: Akralab



### DESCRIPCIÓN

Tubo de poliestireno cristalino transparente, de 13 mm. de diámetro, 75 mm. de longitud y 5 ml. de capacidad nominal, fondo redondo, con tapón a presión de polietileno color blanco de 13 mm. de diámetro, y estéril tipo "A".

- Para un solo uso

### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

#### Material / Composición:

- Tubo: Poliestireno cristalino transparente (PS).
- Tapón: Polietileno de baja densidad.

#### Dimensiones:

- Diámetro del tubo: 13 mm.
- Longitud del tubo: 75 mm.
- Capacidad del tubo: 5 ml.
- Diámetro del tapón: 13 mm.

**Conservación:** Temperatura ambiente.

**Presentación:** Caja con 5 bolsas de 300 unidades cada una.

### ESPECIFICACIONES DEL EMBALAJE / DATOS LOGÍSTICOS

**Unidades Totales contenidas:** 1.500

#### Etiquetado:

- Referencia Comercial y Denominación del Producto
- Unidades contenidas
- Fecha de Caducidad y Número de Lote
- Simbología: CE / IVD / No Reutilizable / Estéril "A"
- Código GS1-128
- Datos del Fabricante y Marca Comercial

#### Dimensiones:

- Medidas: 34 x 46 x 34 cm.
- Peso: 13 Kg.

#### Códigos GTIN:

EAN13 (unitario): 8430484251452