



Pol. Ind. Atalayas. Avda. Antigua Peseta, 77. 03114 Alicante 902 222 275 | +34 965 116 521 atencion.clientes@akralab.es | www.akralab.es

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

REFERENCIA COMERCIAL: T1611E

CLAVE DISTRIBUCIÓN: 571257

MARCA COMERCIAL: Soria Genlab®

Descripción abreviada: TUBO 16X100 ESTÉRIL "A" CON TAPON BLANCO

DESCRIPCIÓN:

Tubo de poliestireno cristalino transparente, de 16 mm. de diámetro, 100 mm. de longitud y 10 ml. de capacidad nominal, fondo redondo, con tapón a presión de polietileno color blanco de 16 mm. de diámetro, y estéril tipo "A".

- Para un solo uso.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- Material / Composición:
 - Tubo: Poliestireno cristalino transparente (PS).
 - Tapón: Polietileno de baja densidad.
- Dimensiones:
- Diámetro del tubo: 16 mm.
- Longitud del tubo: 100 mm.
- Capacidad del tubo: 10 ml.
- Diámetro del tapón: 16 mm.
- Conservación: Temperatura ambiente.
- Garantía de Calidad:
 - ISO 9001:2008
 - ISO 14001:2004
- > Presentación: Caja con 4 bolsas de 200 unidades cada una.





Pol. Ind. Atalayas. Avda. Antigua Peseta, 77, 03114 Alicante 902 222 275 | +34 965 116 521 atencion.clientes@akralab.es | www.akralab.es

ESPECIFICACIONES DEL EMBALAJE / DATOS LOGÍSTICOS

- Unidades Totales contenidas: 800
- **Etiquetado:**
- Referencia Comercial y Denominación del Producto
- Unidades contenidas
- Fecha de Caducidad y Número de Lote
- Simbología: CE / IVD / No Reutilizable / Estéril "A"
- Código GS1-128
- Datos del Fabricante y Marca Comercial
- Dimensiones:
- Medidas: 15 x 27 x 42 cm.
- Peso: 6 Kg.
- Códigos GTIN:
- EAN13 (unitario): 8428989571250
- EAN14 (intermedio): 38428989571251
- EAN14 (embalaje): 58428989571255