

Tapón para tubo de 13 mm Blanco

Referencia: **TT131/B**
Cod. Distribución: 453225TT131B
Marca: Soria Genlab®
Fabrica: Akralab

DESCRIPCIÓN

Tapón de polietileno color blanco, para tubos de 13 mm. de diámetro, con cierre a presión, y no estéril.

- Para un solo uso

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Material / Composición:


- Polietileno de baja densidad (PEBD).

Dimensiones:

- Diámetro del tapón: 13 mm.

Conservación: Temperatura ambiente.

Presentación: Bolsa con 1.000 unidades.



ESPECIFICACIONES DEL EMBALAJE / DATOS LOGÍSTICOS

Unidades Totales contenidas: 1.000

Etiquetado:

- Referencia Comercial y Denominación del Producto
- Unidades contenidas
- Fecha de Caducidad y Número de Lote
- Simbología: No Reutilizable
- Código GS1-128
- Datos del Fabricante y Marca Comercial

Dimensiones:

- Medidas: 24 x 35 x 28 cm.
- Peso: 5,6 Kg.

Códigos GTIN:

EAN13 (unitario): 8430484251438