

## Placa Petri 90x16,2 mm. Producido en sala blanca ISO 6

Referencia: **P101**  
Cod. Distribución: 453225029052  
Cód. Fabricante: 29042FSM (P101)  
Marca: Soria Genlab®  
Fabrica: FL Medical s.r.l. Unipersonale



### DESCRIPCIÓN

Placa Petri de poliestireno cristalino translúcido, de 90 mm. de diámetro y 16,2 mm. de altura, con tapa provistade tres nervaduras que permiten la ventilación del cultivo.

- Apilable y para un solo uso

### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

#### Material / Composición:

- Poliestireno cristalino translúcido (PS).

#### Dimensiones:

- Diámetro de la placa: 90 mm.
- Altura de la placa: 16,2 mm.

**Conservación:** Temperatura ambiente.

**Presentación:** Caja con 24 bolsas de 20 unidades cada una (herméticamente selladas)



### ESPECIFICACIONES DEL EMBALAJE / DATOS LOGÍSTICOS

**Unidades Totales contenidas:** 480

#### Etiquetado:

- Referencia Comercial y Denominación del Producto
- Unidades contenidas
- Fecha de Caducidad y Número de Lote
- Simbología: No Reutilizable
- Código GS1-128
- Distribuidor y Marca Comercial
- Datos del Fabricante

#### Dimensiones:

- Medidas: 34 x 61 x 41 cm.
- Peso: 9,5 Kg.

#### Códigos GTIN:

EAN13 (unitario): 8430484240357