

Mesa de tallado para 1 patólogo Gama Profit™

Ref. GWS-3030-ZENON

Mesa de tallado ergonómica y actualizada con últimos requisitos del INSST para trabajo seguro en el corte de piezas en el ámbito de los servicios de Anatomía Patológica de Hospitales, o en Universidades, Centros de Investigación e Institutos de Medicina Legal y Forense.

Descripción General:

Estación de trabajo autoventilada con aspiración trasera y descendente, fabricada en acero inoxidable y con espacio de trabajo para 1 operario con dotación básica para trabajo diario. Gran espacio de manipulación vertical y horizontal disponibles, con iluminación interior aspiración frontal e inferior y mandos manuales para controles del funcionamiento. Módulos inferiores retranqueados para cómodo posicionamiento de piernas.



Características constructivas:

Fabricada en acero inoxidable 304, 1.0 mm. de espesor, y acero inoxidable 316 de 1.5 mm de espesor en la zona de trabajo. Cristal templado en ambos laterales para dar luminosidad. Vidrio frontal templado (SASH) con dos segmentos, el primero fijo, y el segundo abatible con bisagra y brazo hidráulico

Dotación:

- **Filtro:** Acorde al INSST; fabricado con una mezcla de Alumina activada y Km_nO_4 sobre una base de gránulos de Carbón Activo.
- **Iluminación:** dotada de una regleta de luces halógenas
- **Controles:** controles manuales en el dintel superior para control de luz, velocidad de aspiración y suministro de agua. Con botón de parada de emergencia según norma AFNOR.
- **Área de Trabajo:** Pila de lavado con grifo de agua fría/caliente con ducha extensora, zona de trabajo perforada con fregadero inferior conectado al sistema de recogida de residuos. Se suministra una placa de polietileno para corte, balda frontal, imán para sostén de herramientas, 2 enchufes protegidos IPS
- **Ventilación:** aspiración inferior por la zona de trabajo perforada y por el panel frontal trasero. Todo el flujo se canaliza hacia el Plenum trasero y se encauza hacia el filtro del módulo superior. Caudal de 0.7m/seg en el panel trasero según recomendación del INSST.
- **Zona inferior:** 1 o 2 armarios según requisitos del cliente. La opción de 1 solo armario inferior permite un trabajo sentado cómodo del usuario. En todos los casos la dotación estándar de la mesa Profit™ incluye un contenedor de residuos líquidos y restos de formol con un sensor de llenado y alarmas.